



社会福祉法人 日本ライトハウス

# 商品カタログ

2023年9月 第29版



見えない・見えにくい方のための

## エンジョイ! グッズサロン

日本ライトハウス 情報文化センター

<発行>

社会福祉法人 日本ライトハウス 情報文化センター

エンジョイ！グッズサロン

〒550-0002

大阪市西区江戸堀1丁目13-2 日本ライトハウスビル5階

営業時間：午前10時～午後4時30分

休業日：日曜・月曜・第2木曜・祝日（年末年始・夏期休業あり）

電話：06-6441-0039

FAX：06-6441-1126

Eメール：[enjoy@lighthouse.or.jp](mailto:enjoy@lighthouse.or.jp)

ホームページ：<https://www.lighthouse.or.jp/iccb/>

※要予約

YouTube「エンジョイ！グッズサロン」  
-1- ってどんなとこ？ ⇒

## 【目次】

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ○ご注文について .....             | 4  |
| ○お支払いについて .....            | 4  |
| ○送料について .....              | 5  |
| ○ご注意 .....                 | 6  |
| ○補装具・日常生活用具給付制度 .....      | 6  |
| ○パソコン関連商品のご購入について .....    | 7  |
| ○パソコンの使い方に関するご相談について ..... | 7  |
| ○販売品一覧                     |    |
| 白杖・遮光眼鏡・フラッシュライト他 .....    | 8  |
| ルーペ類・単眼鏡 .....             | 15 |
| 拡大読書器 .....                | 20 |
| 活字文書読み上げ装置 .....           | 27 |
| ウエアラブル関連他 .....            | 28 |
| 時計 .....                   | 34 |
| 録音再生機器 .....               | 38 |
| ヘルスケア用品 .....              | 40 |
| おもちゃ・ゲーム .....             | 40 |
| パソコンソフト .....              | 42 |
| タブレット・スマートフォン関連グッズ .....   | 44 |
| 点字・点訳関連 .....              | 48 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 筆記・作図グッズ .....          | 55 |
| 日用品 .....               | 57 |
| 調理グッズ .....             | 61 |
| 書籍 .....                | 63 |
| 教材 .....                | 65 |
| ○各種お問い合わせ先 電話番号 .....   | 66 |
| ○楽しいお役立ち情報 .....        | 67 |
| ○ニポラチャンネルをご存知ですか？ ..... | 68 |

※非課税と記載のない商品は、すべて税込み価格です

※価格下の墨：墨字、点：点字、デ：ディジー、音：音楽CD、テ：テキストは、取扱説明書の媒体です

## ご注文について

- 電話でのご注文は、日曜日・月曜日・第2木曜日・祝日を除く火曜日から土曜日の午前10時から午後4時30分まで承っております。
- メールによる注文も受け付けていますが、注文確認の返信メールは営業時間内に限ります。営業時間外にお送りいただいた場合は、休業明けにお返事いたします。ご了承ください。
- 補装具・日常生活用具を申請される場合は、見積書を作成いたします。申請の方法についての詳細は、P.6をご覧ください。
- 白杖や拡大読書器、ルーペ、パソコン等を購入される場合は、事前にご相談ください。詳しくご紹介します。来館での相談をご希望される場合は、事前にご予約をお願いします。

## お支払いについて

- 個人のお客様で1回のお買上げ金額が税込3,000円以上の場合は、先払いでお願いしております。ご入金の確認が取れ次第、商品を発送いたします(入金確認には2、3日ほどかかります)。お支払いは、現金、銀行振込、郵便振替となります。1回のお買上げ金額が税込3,000円未満の場合は、後払いとなります。商品と一緒に郵便振替用紙をお送りしますので、到着後、お支払いをお願いいたします。

※会社等の法人、学校、公的機関等からのご注文の場合は、商品とともに請求書をお送りいたしますので、到着後にお振込みをお願いいたします。

- 送料および振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます(送料はお送りする地域によって異なります。P.5をご確認ください)。
- 代金引換(代引き)によるお支払いも承っておりますが、別途手数料が必要となります。P.5をご確認ください。

- 店頭で購入される場合は、クレジットカードでのお支払いも可能です。取り扱いカードは、VISA・MasterCard・セゾンカード・AmericanExpress・JCB・DinersClub・DISCOVER です。なお、補装具・日常生活用具の自己負担および超過負担のお支払いにはクレジットカードは利用できません。現金でのお支払いをお願いします。
- 商品をご購入の際、レジ袋は有料です。1枚5円

## 送料について

●宅配便 基準内のサイズ(縦、横、高さの合計が1メートル、重さ10キログラム以内)※基準外のサイズの場合は、複数口でのお送りとなります。ご了承ください。

近畿 620円

中国・北陸・中部 1,020円

関東・信越(新潟・長野)・四国・九州 1,220円

南東北(宮城・山形・福島) 1,330円

北東北(青森・秋田・岩手) 1,430円

北海道 1,940円 ／ 沖縄 2,350円

●その他の郵便(厚さ3センチ以内、重さ4キログラム以内)

全国一律370円

※郵便受けに投函されます。代金引換および日時指定はできません。

※厚さ3センチ以上の場合は520円となります。対面でのお渡しとなり、商品受け取り時に受領印が必要です。

※ご不在または郵便受けに投函できない場合は、不在票が入ることがございます。

●代引き手数料(商品代金、送料、代引き手数料の合計額で決定)

1万円未満 460円 3万円未満 560円

10万円未満 770円 30万円未満 1,170円

## ご注意

- この商品カタログは、2023年9月現在のものです。メーカー等の都合により仕様や価格の変更、製造中止となる場合もございます。
- 一部の商品は、ご注文受付後に取り寄せとなります。納品までにお時間をいただくことがございますので、ご了承ください。
- 保証期間内であっても、修理・交換などでお送りいただく場合、送料はお客様負担でお願いしております。
- お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

## 補装具・日常生活用具給付制度

身体障害者手帳をお持ちの方は、補装具・日常生活用具の購入について、補助を受けられる場合がございます。

### 【補装具費 支給制度】

- 視覚障害者安全つえ(白杖)、遮光眼鏡等がこの制度の対象となります。
- 商品価格の1割を購入者が負担することになります。ただし、所得に応じて上限額が設定されます。
- お住まいの地域によって負担金額が軽減される場合もありますので、詳しくは市町村の障害者福祉担当窓口へお問い合わせください。

### 【日常生活用具 納付等事業】

- この制度の具体的な対象品は、各市町村が決定しております。
  - 購入者が負担する金額についても市町村の判断により決定されます。多くの地域で、各対象品の基準額の1割を負担(所得により月額負担上限額あり)となっているほか、大阪市など一部の地域では、所得に応じて負担額を決定する制度が採用されております。また、1割負担の地域でも負担が軽減される場合がございます。
  - 詳しくは、この商品カタログをご参考に、お住まいの市町村の障害者福祉担当窓口にお問い合わせください。
- ※いずれの場合にも、補助の上限額を超える分については、お客様のご負担とな

ります。また配送をご希望される場合、送料はお客様ご負担となります。ご了承ください。

### パソコン関連商品のご購入について

- 当センターでは、視覚障害者向けパソコンおよびソフトの相談・販売・サポートを行っています。
- 価格は、ソフトのインストール・視覚障害者向けの初期調整やデータ移行作業料込みで、約150,000円です。なお、メーカーはNECで、ビジネスモデルになります。

### パソコンの使い方に関するご相談について

- パソコンやソフト、ディジタル図書プレイヤーなどの使い方についてのご質問は、当センターの「パソコンQ&A」にお電話ください。

電話:06-6441-1191

※日曜日・月曜日・第2木曜日・祝日を除く火曜日から土曜日の午前10時から午後4時30分

| 商品名  | 定価(円)  |
|--|--|
| <b>白杖・遮光眼鏡・フラッシュライト他</b>   |  |
| <b>直杖</b> ※補装具対象品  |  |
| <b>オリジナル直杖Ⅱ</b><br>ブラックカーボン製の丈夫な一本杖。グリップは黒、赤、青の3種類。長さは135センチまで。  | 5,200<br>(非課税)   |
| <b>ミズノケーンST</b><br>スポーツ用品メーカー「ミズノ」が開発したカーボン製の超軽量の直杖。重さのバランスやしなり具合など、路面からの情報が手に伝わりやすいように計算されています。長さは110~135センチ。故障時の修理保証がついています。 | 18,000<br>(非課税)  |
| <b>マイケーンⅡ</b><br>アラミド繊維製。グリップはゴム製とカーボン製。ゴム製は、ゴムグリップとフィットグリップの2種類。長さは142センチまで。石突きはしづく型のマイチップホワイトです。                             | ゴムグリップ/<br>フィットグリップ<br>(ストレート)<br>8,000<br>カーボングリップ<br>11,000<br>(非課税) |
| <b>CGケーン</b><br>身長に合わせて長さを設定できる、伸縮式スクリュー固定のついた直杖です。先端の細いシャフトは、軽量なカーボン製。<br>長さはS(83~108センチ)、M(98~123センチ)、L(108~133センチ)の3種類です。   | 6,850<br>(非課税)   |

| 商品名  | 定価(円)  |
|--|--|
| <b>折りたたみ杖(携帯用杖) ※補装具対象品</b>  |  |
| <u>アドバンテージ</u><br>ブラックカーボン製。金属のように曲がらずガタつきが少ないので特徴です。長さは約5センチ刻みで101～111センチは4段折り、116～147センチは5段折り。                                 | 10,900<br>(非課税)  |
| <u>マイケーンⅡ</u><br>アラミド繊維製。グリップはゴム製とカーボン製。ゴム製は、ゴムグリップとフィットグリップの2種類。石突きはしづく型のマイチップホワイト。長さは5センチ刻みで、100～135センチ。5段折り。                  | ゴムグリップ/<br>フィットグリップ<br>(ストレート)<br>9,200<br>カーボングリップ<br>12,500<br>(非課税) |
| <u>ポケッタブルケーン2</u><br>軽金属製。日本製の丈夫な杖。長さは5センチ刻みで、87～147センチ。4段折り。収納袋が付属。   | 7,000<br>(非課税)   |
| <u>みちづれ</u><br>軽金属製。日本製の丈夫な杖。長さは5センチ刻みで、100～130センチ。5段折り。収納袋が付属。  | 3,800<br>(非課税)   |
| <u>CGケーン</u><br>身長に合わせて長さを設定できる伸縮式の3段の折りたたみ式白杖です。伸縮部分は、ワンタッチでレバーを開け閉めできるカムレバー式。シャフトは軽金属製。長さの異なるM(99～115センチ)、L(112～135センチ)の2種類です。 | 6,000<br>(非課税)   |
| <b>シンボルケーン(携帯用杖) ※補装具対象品</b>   |  |
| <u>IDケーン</u><br>ブラックカーボン製。補助的に使用するシンボルケーンです。細くて7段折りなので携帯に便利。長さは約5センチ刻みで85～132センチ。  | 8,200<br>(非課税)   |
| <u>パートナー</u><br>軽金属製。補助的に使用するシンボルケーン。シャフト部分は軽くて丈夫です。6段折りでコンパクトに収納できます。長さは5センチ刻みで90～130センチ。収納袋が付属。                                | 7,000<br>(非課税)   |

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--|
| <b>8連スライドケーン ナビメイト</b><br>伸縮式・金属製のシンボルケーンです。長さは120、130センチ。縮めた時の長さは27~29センチ、重さは約197~211グラム。伸縮式ですが、最長まで伸ばすと「カチッ」と固定されるため力を加えても縮むことがありません。収納袋が付属。<br>※修理不能の商品です。 | 7,800<br>(非課税)   |
| <b>身体支持併用杖 ※補装具対象品</b>  |  |
| <b>SUケーン</b><br>高齢者や身体を支える必要のある方用の白杖。軽金属製で持ち手が木製のT字型。接地面には滑り止めのゴム付き。ワンタッチ操作で、60~94センチまで長さ調節が可能。   | 9,000<br>(非課税)   |
| <b>けい楽</b><br>L型グリップの身体を支えられる軽金属製の白杖です。伸縮部分は約2.5センチ間隔のプッシュボタン式。73~98センチで長さ調節が可能です。体重70キログラム以下の方にお勧めしています。   | 7,500<br>(非課税)   |
| <b>T型ケーン</b><br>身体を支えることのできる軽金属製のT型白杖です。伸縮部分は約2.5センチ間隔のプッシュボタン式。長さは、76~88センチまで調節可能です。   | 伸縮式 4,500<br>4点支持付き<br>5,000<br>(非課税)  |
| <b>石突き</b> ※杖の径(太さ)によって付けられないものもありますのでご相談ください。  |  |
| <b>オリジナル石突き</b><br>スタンダードタイプの石突き。杖の直径によって各種あります。ナイロン製。  |  400   |
| <b>固定式マシュマロチップ</b><br>大型の丸みを帯びた石突き。溝にもはまりにくいのが特徴です。ナイロン製。   |  910   |
| <b>ローラー式マシュマロチップ</b><br>横に回転するタイプの石突き。ナイロン製。  |  2,250 |

| 商品名  | 定価(円)  |
|--|--|
| <b>パームチップ</b><br>丸みを帯びたキノコ形の石突き。超ポリマー<br>製で滑りがよく長持ち。独自のクッション構<br>造を持ち、引っかかりが少ないのが特徴。   |  3,600 |
| <b>マイチップホワイト</b><br>しづく形の丸みを帯びた白い石突き。<br>耐摩耗性樹脂材。  |  1,320 |
| <b>移動支援補助具</b>   |  |
| <b>パームライン</b><br>施設の通路やトイレへの誘導、ご自宅の段差等の目印に<br>使用できる屋内用の金茶色の誘導板です。<br><br>【PL 3】<br>3山タイプ。幅約7.5センチ、厚さ約0.5センチ、長さ<br>約29.7センチ、重さ約70グラム。<br><br>【PL 5】<br>1山タイプ。幅約5.1センチ、厚さ約0.6センチ、長さ<br>は約29.7センチ、重さ約80グラム。<br>※ご注文受付後に取り寄せとなります。 | PL 3A、5A<br>(薄い粘着付き)<br>1,430<br>PL3D、5D<br>(厚い粘着付き)<br>1,540                            |
| <b>屋内用視覚障害サポートマット ほたる</b><br>軽量かつ着脱容易な屋内用誘導ブロックです。<br>フロア仮設用の点状タイプ、線状タイプ、またはカーペ<br>ット用の点状タイプ、線状タイプの4種類。  | 2,310  |
| <b>視覚障害者歩行誘導マット 歩導くんガイドウェイ</b><br>床の大掛かりな工事が必要なく、今ある床の上から設置<br>可能。既存誘導路を延ばすなどの常設や、オフィス内の<br>仮設なども床材を選ばずにテープで接着応対できます。<br>形状は、車いすや台車も通行しやすいユニバーサルデザ<br>インです。<br>※参考価格＝センター部分：11,000円<br>エッジ(端)部分：6,600円                         | 【問い合わせ先】<br>錦城護謨<br>(広告参照P.19)   |

## 【白杖のお修理および部品について】

### ●シャフト(節)・石突きの交換

※一部、対応できないものもございます。

※シャフト交換(グリップ部分を含む)の価格目安は、1,080円～6,150円です。詳細は、エンジョイ！グッズサロンまでお問い合わせください。

### ●携帯用杖 中ゴム交換：600円

### ●携帯用杖 シャフト間の輪ゴム交換：30円 ※1個

### ●携帯用杖 反射テープ

白 (大：幅5センチ×長さ35センチ) : 360円

白 (細：幅2センチ×長さ100センチ) : 340円

白 (小：幅5センチ×長さ25センチ) : 300円


赤 (小：幅5センチ×長さ25センチ) : 300円

### ●緊急用補修キット「やつはしくん」(折りたたみ杖用)：

600円

折りたたみ白杖を使用していて折れた時の緊急用補修キットです。使用法は「やつはしくん」の裏面に貼り付けてある両面テープをはがして杖をはさんで仮止めし、付属の反射テープで板の両端を巻いて固定します。大きさは、幅1.5センチ×奥行10センチ。

※シンボルケーンには使用できません。また、一時的なものですので、破損後は修理に出してください。



| 商品名  | 定価(円)  |
|--|--------|
| <b>付属グッズ</b>   |        |
| <u>キーホルダー付きライト</u><br>白色LEDライトで点灯します。  | 660    |
| <u>LEDライト付きキーホルダー</u><br>小型のLEDライトです。直径1.5センチ、長さ約7センチ。LR44ボタン電池3個使用。   | 330    |
| <u>ベル</u><br>キー ホルダ 型のベルです。  | 220    |
| <u>ころばぬ杖エクセレント</u><br>杖に装着し、お店のカウンター やテーブルなどに引っ掛けることができます。また、磁石がついているため、金属製のものに貼り付けることもできます。幅約2センチ、奥行約3センチ、高さ約8.5センチ。<br>※IDケーンやパートナー等の細い杖、及び身体支持併用杖には使用できません。                                 | 1,260  |
| <u>傘杖ぴたつシュ</u><br>傘や杖をいろんなところに簡単に固定でき、繰り返し使える便利グッズです。同封の名前シールを使えば、普段は名前が隠れるネームタグにもなります。色は在庫状況によって異なります。※在庫限り   | 500    |
| <b>遮光眼鏡 ※補装具対象品</b>  |        |
| <u>遮光眼鏡 Viewnal(ビューナル) by STG(東海光学)</u><br>普段お使いの眼鏡の上からかけることのできる、遮光オーバーグラスです。まぶしさの原因となる青色光線を効果的にカットし、コントラストを強調します。カラーは26色、フレームサイズは3種。側面にも同じカラーのレンズがはめ込まれており、側面の視界を遮りません。<br>※度付きレンズには対応していません。 | 11,000 |

| 商品名  | 定価(円) |
|--|-------|
| <p><b>遮光眼鏡 C-Clip(シークリップ) by STG(東海光学)</b></p> <p>普段お使いのメガネの上から取り付けができる、クリップオンタイプの遮光眼鏡です。まぶしさの原因となるブルーライトを効果的にカットし、コントラストを強調します。フレームの側面にはカバーがあり、横方向の光も遮ります。レンズカラーは26色、フレームサイズは1種のみ。</p> <p>※メガネの上から装着する商品のため、単品でのご使用はできません。また、お使いのメガネの大きさ・種類によっては、適さない場合があります。</p> | 8,800 |
| <b>フラッシュライト</b>  |       |
| <p><b>BLUSTER(ブラスター) BR-1000R</b></p> <p>充電式のLED懐中電灯。明るさ600ルーメン(Highモード)、長さ約18.5センチ、重さ約240グラム(電池含む)。連続点灯約3時間(Highモード)。</p>   | 7,200 |
| <p><b>レクシード RX-023DS</b></p> <p>電池式のLED懐中電灯です。明るさは900ルーメン(Maxモード)。長さ23.9センチ、重さ448グラム(電池含む)。単2形アルカリ電池3本を使用。</p>   | 5,470 |
| <p><b>閃(せん) FLP-2106</b></p> <p>電池式のLED懐中電灯です。明るさは300ルーメン(最大)。長さ約10.7センチ、重さ110グラム(電池含む)。単4形アルカリ電池3本を使用。</p>  | 4,000 |

## 【ルーペ類・単眼鏡】

ライト付き手持ちルーペや携帯用高倍率ルーペ、単眼鏡等も、各種取り扱っております。実際にお試しいただけます。  
詳しくはエンジョイ！グッズサロンまでお問い合わせください。

### <取扱商品例>

#### ◆ルーペ

- ・スタンプルーペ みてみ 2倍(システムギアビジョン)

中(直径8cm) 16,500円

小(直径6cm) 13,200円



- ・LEDワイドライトルーペ(エッセンバッハ)

3倍～12.5倍

11,000円～18,370円



- ・エルゴラックスMP(シュバイツァー)

2.5倍～14倍

15,870円～17,300円



- ・モビレント(エッセンバッハ)

※LED ライト付きもございます。

4倍、7倍、10倍

5,280円～10,780円



- ・ラボクリップ(エッセンバッハ)

両眼レンズ：1.7倍～3倍

片眼レンズ：4倍、7倍

10,560円



#### ◆単眼鏡 ※補装具対象品

- ・ナイツ単眼鏡

3倍～8倍 16,500円～29,700円

※スペクウェルの単眼鏡も取り扱いがございます。

見本は10倍のみとなりますので、ご了承ください。





# 白杖に出来ること、

## ミズノがとことん

### 考えました。

#### 持って出かけたくなる白杖 ミズノケーンST

視覚障がいの方々、「白杖」に対して求めているものとは?

長年にわたるゴルフクラブなどの開発で培った知見と技術を活かし、ミズノがたどり着いた答えは「軽さ」「デザイン性の追求」「折損時の対応」でした。一人でも多くの方が、不安にならずに一歩踏み出せる社会へ。白杖を通じて、新たな価値をミズノは届けていきます。



#### ミズノケーンSTの 3つの特長

##### 軽い。 しかもしっかり振れる

ゴルフクラブ開発などで培ったノウハウを活かし、素材には軽くて丈夫なカーボンを使用。スマートフォンとほぼ同程度の軽さを実現。

##### コミュニケーションを 生むデザイン

角度によって見え隠れする大小の三角形を、地模様として本体にデザイン。先端にはブルーのアクセントを配し、これまでの白杖とは少し違った軽やかで爽快な印象を与えています。

##### 「もしも」の心配なし 折損時の対応

万一の事故等で白杖が折れた場合も、目的地までタクシーでお送りするサービスを全てのミズノ白杖に付帯。新しい白杖を後日お手元にお送りします。

※東京海上日動火災保険・第一交通産業・ミズノの3社による取り組み

#### 商品詳細情報

名称 ミズノケーン ST

品番 C3JWC21071

発売日 2022年3月29日

価格 オープン価格

(メーカー希望小売価格 18,000円(非課税))

カラー ホワイト×ブルー

サイズ 115cm~135cm(製品全長)

重さ 約143g(製品全長135cm)

原産国 日本

素材 本体:カーボン グリップ:合成ゴム

アダプター・石突:ナイロン

ミズノケーンSTに関するご質問は下記にお願いします

ミズノお客様相談センター 0120-320-799

[受付時間]

月~金 10:00~17:00

(土・日・祝・弊社休日を除く)

## 1. 視覚障害者用安全つえ 折り畳み白杖 MyCane® II

軽量で、衝撃に強く、ガタつきが無い革新的折り畳み白杖です。

- (1). 長さ：100cm～135cm (5段階, 5cm刻み)
- (2). 石突き：マイチップ、マッシュチップ、パークチップ、ローラーチップ
- (3). グリップ：以下の4種類から選択。  
A. スライド式歩行に適した AK-FS-My-F フィットグリップストレート (ゴム製)  
AK-FC-My-F フィットグリップカーブ (ゴム製)
- B. 2点付き歩行に適した AK-G-My-F 黒色またはオレンジ色ゴムグリップ  
AK-C-My-F カーボングリップ (最軽量)

| 品番         | 品名                                 | 単位 | 課税区分 | 定価<br>(税抜) |
|------------|------------------------------------|----|------|------------|
| AK-C-MY-F  | MyCane 5段折 カーボングリップ/マイチップホワイト      | 本  | 非    | 12,500     |
| AK-G-MY-F  | MyCane 5段折 ゴムグリップ/マイチップホワイト        | 本  | 非    | 9,200      |
| AK-FS-MY-F | MyCane 5段折 フィットグリップストレート/マイチップホワイト | 本  | 非    | 9,200      |
| AK-FC-MY-F | MyCane 5段折 フィットグリップカーブ/マイチップホワイト   | 本  | 非    | 10,000     |

## 2. 視覚障害者用読書器

眼鏡に装着させて活字文字の文章を撮影して、音声にて読み

上げてくれる操作が容易な読書器です。是非、ご体験していただければ、この良さが実感出来ます。

注) 天使眼(エンジェルアイスマートリーダー)は、エンジェルビジョングラスリーダーに登録名称が変更されました。我が社では、令和5年度の非課税製品として、両方に申請して、登録されております。

日常生活用具 価格：198千円 (非課税)

株式会社KOSUGE TEL: 050-3372-3002

住所：東京都板橋区氷川町 11-11

# **R**レハ・ヴィジョン株式会社 Reha Vision CO.,LTD

## <ヴィジョン>

障害のある人が、いつか身体的にも心理的にも社会的にも生きがいを持って生活できるような、私たちレハ・ヴィジョンは、そんな未来を目指します。

## <事業内容>

福祉機器の開発  
及び販売



多言語 緊急信号対応

音声案内装置「ポッチ - UD-W」

一般トイレ用

音声案内装置

「ポッチ - TR」

個室 便房用

音声案内装置

「ポッチ - TP」

伸縮自在・身体も支える白杖

「フリー・ロックケーン」

## <本社所在地>

〒923-1211 石川県能美市旭台 2-13 いしかわクリエイトラボ 206

TEL (0761) 51-0016 FAX (0761) 51-0017

<http://www.reha-vision.com/>

# パークライン

用途に合わせた形で、屋内で歩きやすく、後付けできる、1列の誘導板です



公共トイレの例（横浜ラポール 新横浜）


## PL5A (税込1,430円)

シンプルで掃除しやすく、トイレに



## PL3A (税込1,430円)

白杖をスライドしやすく、長いフロアに



有限会社テイクス

[palmsonar.com](http://palmsonar.com)



## パークチップ

(税込 3,600円)

自治体で日常生活用具



# 今ある床の上から設置できる誘導マット 歩導くん ガイドウェイ

屋内  
専用



視覚障害者が考案した誘導路です。

これまで誘導路の設置しにくかった施設や場所でも設置でき、  
全国の公共施設やスポーツ施設、銀行や病院、商業施設など  
でも設置が拡がっています。



詳しくは Web サイトをご覧ください

[https://guideway.jp/news/20220714\\_3-minutes-introduction/→](https://guideway.jp/news/20220714_3-minutes-introduction/)

- ◎ 職場内の移動にも便利です。座席変更にも対応可。
- ◎ 日本ライトハウス情報文化センター内に設置されています。訪問の際はぜひご活用ください！

## トイレ向けの新製品



## 視覚障害者用トイレ誘導ライン「ガイドレット」

トイレ入口からトイレブースまでのラスト 3mを誘導し、  
トイレ内移動をサポートいたします。



詳しくは Web サイトをご覧ください

[https://guideway.jp/news/guidelet/→](https://guideway.jp/news/guidelet/)

製造販売元：  錦城護謨株式会社 製品ホームページ：<https://guideway.jp/>

まぶしさを感じるすべての方へ  
**Quality of Eye Life**

TOKAIの  
ロービジョンケア  
バリエーション

CCP CCP<sub>400</sub> CCG  
CCP ACT CCP ACT HX  
CCP AT  
C-CLIP by STG  
Lumiless by STG  
Viewnal series  
OCLUA

遮光レンズ × サイドカバーでまぶしさ軽減。

**C-CLIP** by STG  
シークリップ

サイドは光を遮るカバー付  
遮光クリップオン  
**C-Clip 新発売**



レンズカラー 26 色

新フレームでまぶしさをもっと軽減

**Lumiless** by STG  
ルミレス



ESCHENBACH  
エッセンバッハ社とタイアップした  
遮光眼鏡用フレーム  
**Lumiless 新発売**

※シークリップは度付きは不可 ※実際のカラーとは異なります。



 世界を美しくする、最新眼鏡レンズ専門メーカー  
**東海光学株式会社**

<https://www.tokaiopt.co.jp/>



「Eye Life 美しく輝く」遮光眼鏡ホームページ

<https://www.eyelifemegane.jp/>

本 社／〒444-2192 愛知県岡崎市恵田町下田5番地26

営 業 所／東京・大阪・福岡・札幌・岡崎本社・ベルギー・中国・オーストラリア

生産拠点／岡崎本社・鴨田工場・真福寺事業所・福井・ベルギー

お客様相談室

0564-27-3050



JQA-1194  
ISO 9001  
JQA-EM1032

EMSについて  
岡崎本社工場  
鴨田工場、真福寺  
事業所にて取得

| 商品名   | 定価(円)                 |
|---|-----------------------|
| <b>拡大読書器</b> ※見本を置いていない機種もあります  |                       |
| <b>据置き型</b> ※日常生活用具候補品  |                       |
| <b>クリアビューC HD22(システムギアビジョン)</b><br>22インチ液晶モニタ。フルHDカメラを搭載。画面を支える支柱が左側にあり、カメラの位置も高いので、新聞や大型の書物を十分に広げて読書することができます。拡大率は1.5倍～80倍。画像はカラー・白黒・白黒反転などから選択可能。ライン・マスキング機能付き。 | 269,000<br>(非課税)<br>墨 |
| <b>クリアビューC One 22(システムギアビジョン)</b><br>22インチ液晶モニタ。機能や操作性は、上位機種のクリアビューC HD22 のままで、HDカメラを搭載したコストパフォーマンスマシンモデル。拡大率は2.0倍～75倍。画像はカラー・白黒・白黒反転などから選択可能。                    | 239,000<br>(非課税)<br>墨 |
| <b>メーリンHD(日本テレスoft)</b><br>24インチ液晶モニタ。拡大率は2.4倍～73倍。画像はカラー・白黒・白黒強調・白黒反転など28種類から5種類を選択可能。ライン・マスキングが可能になるHDパック付き。  | 250,000<br>(非課税)<br>墨 |
| <b>トパーズHDアドバンス(インサイト)</b><br>20インチ液晶モニタ。拡大率は1.6倍～54倍。画像はカラー・白黒・白黒反転など30種類から選択可能。ライン・マスキング機能、静止画機能付き。  | 238,000<br>(非課税)<br>墨 |

| 商品名   | 定価(円)   |
|---|---|
| <b>アクロバットHD(日本テレスoft)</b><br>22インチ液晶モニタ。拡大率は1.5倍～57.8倍。画像はカラー・白黒・白黒反転・白黒強調など28種類から5種類を選択可能。カメラは340度回転できるので、前方の遠くのものや手前なども見られます。ライン・マスキング機能、静止画機能付き。               | 250,000<br>(非課税)<br>墨                                       |
| <b>オニキスHDデスクセット(インサイト)</b><br>20インチ液晶モニタ。拡大率は1.4倍～106倍。画像はカラー・白黒・白黒反転など33種類から選択可能。カメラのアームは330度回転できるので、前方の遠くのものや手前なども見られます。ライン・マスキング機能、静止画機能付き。                    | 268,000<br>(非課税)<br>墨                                       |
| <b>メゾ・フォーカス(システムギアビジョン)</b><br>折りたたむことができる省スペース設計の据置型拡大読書器です。フルHDカメラ搭載。20インチと24インチのワイド液晶モニタの2種類があります。拡大率は3倍～34倍。画像はカラー・白黒・白黒反転など好みの色の組み合わせから選択可能です。ライン・マスキング機能付き。 | 20インチ<br>229,000<br>(非課税)<br>24インチ<br>259,000<br>(非課税)<br>墨 |

※非課税と記載のない商品は、すべて税込み価格です。

| 商品名  | 定価(円)   |
|--|---|
| <b>折りたたみ式 ※日常生活用具候補品</b>   |   |
| <b>アイ・ラビュー16プレミアム(日本テレスoft)</b><br>コンパクトに折りたたむことができる拡大読書器です。15.6インチ液晶モニタ。フルHDカメラ搭載。拡大率は1.4倍～60倍。画像はカラー・白黒・白黒反転など好みの色の組み合わせから選択可能です。充電式のため、持ち運びも可能です。重さは約4.4キログラム。  | 298,000<br>(非課税)<br>墨   |
|    |   |
| <b>アイ・ラビュー13スタンダード(日本テレスoft)</b><br>アイ・ラビューシリーズの13.3インチ液晶モニタ。フルHDカメラ搭載。拡大率は1.2～50倍。重さは約3.9キログラムと16プレミアムより小型・軽量です。  | 253,000<br>(非課税)<br>墨   |
|    |   |
| <b>クローバーブック／クローバーブック・ライト<br/>(システムギアビジョン)</b><br>折りたたんで持ち運べる、据置型と携帯型の長所を集約した読書器です。フルHDカメラ搭載。12.5インチIPS液晶モニタ。音声操作ガイダンス機能付きです。使用する机や椅子の高さに合わせて画面の角度を調整、また画面角度を変えても自動補正機能で歪みのない画像を表示します。画面に直接タッチしても操作が可能。拡大率は、読書モードで約1.5～60倍、A4モードで約0.7～16倍。重さは約2.4キログラム。遠方カメラ付き クローバー・ブックと遠方カメラなし クローバーブック・ライトの2種類があります。 | クローバーブック<br>259,000<br>(非課税)<br><br>クローバーブック・ライト<br>229,000<br>(非課税)<br>墨 |
|    |   |
| <b>携帯型 ※日常生活用具候補品</b>  |   |
| <b>ヴィゾ・ルクス・デジタル XL FHD<br/>(エッセンバッハ光学ジャパン)</b><br>11.6インチワイド液晶モニタ。フルHDカメラを搭載。拡大率は2倍～22倍です。画像はカラー、白黒反転など14種類から選択可能。画面に直接タッチしての操作も、ボタンによる操作もどちらもできます。重さは約1キログラム。   | 198,000<br>(非課税)<br><br>専用ベース<br>(スタンド)<br>11,000<br>墨                    |
|    |   |

| 商品名  | 定価(円)  |
|--|--|
| <p><b>コンパクト10スピーチ(システムギアビジョン)</b><br/>           10インチワイド液晶モニタ。フルHDカメラを搭載。拡大率は0.5倍～22倍です。画像はカラー、白黒反転など17種類から選択可能。読み上げ機能付きで、画面と音声の両方で確認ができます。画面に直接タッチして操作します。また、アーム式カメラを本体から引き出すと、スタンドを使わなくてもA4サイズ全体を撮影可能。筆記もできます。重さは約950グラム。</p> | <br>239,000<br>(非課税)<br>墨                            |
| <p><b>ルビー10スピーチ(インサイト)</b><br/>           10インチ液晶モニタ。拡大率は2倍～24倍。画像はカラー・白黒反転などから選択可能。読み上げ機能付きで、画面と音声の両方で確認ができます。タッチスクリーンに加え、物理ボタンも搭載されているため、画面に直接タッチしてもボタンでも操作が可能。また、アーム式カメラを本体から引き出すと、A4サイズ全体を撮影可能。筆記もできます。重さは約915グラム。</p>       | <br>238,000<br>(非課税)<br>墨                           |
| <p><b>クローバー10(システムギアビジョン)</b><br/>           10インチワイド液晶モニタ。フルHDカメラを搭載。拡大率は約2倍～32倍。画像はカラー・白黒・白黒反転など16種類から選択可能。望遠モード、ライン・マスキング機能付き。モニタ側のカメラに切り替えて鏡のようにも使えます。重さは約700グラム。</p>  | <br>198,000<br>(非課税)<br>折りたたみ式専用スタンド<br>6,600<br>墨 |
| <p><b>アミーゴ8(日本テレスoft)</b><br/>           8インチの液晶モニタ。HDカメラを搭載。拡大率は1.8倍～30倍。画像はカラー・白黒・白黒反転など24種類から選択可能。<br/>           望遠モード、ライン・マスキング機能付き。<br/>           重さは740グラム。※販売予定         </p>  | <br>198,000<br>(非課税)<br>墨                          |

※非課税と記載のない商品は、すべて税込み価格です。

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--|
| <p><b>クローバー7S(システムギアビジョン)</b><br/>         7インチワイド液晶モニタ。フルHD<br/>         カメラを搭載。拡大率は2倍～37倍。<br/>         画像はカラー・白黒・白黒反転など、<br/>         16種類から選択可能。望遠モード、ライン・マスキング<br/>         機能付き。筆記に便利な折りたたみ式の専用スタンドが付<br/>         属。重さは約400グラム。</p>                              | <b>198,000</b><br>(非課税)<br>墨                           |
| <p><b>ルビーHD 7インチ(インサイト)</b><br/>         7インチ液晶モニタ。拡大率は2倍～24倍。<br/>         画像はカラー・白黒・白黒反転・青黄・<br/>         黒黄など20種類から選択可能。ライン・<br/>         マスキング機能付き。カメラの角度を調節<br/>         して前方や自分の姿を映すことができます。テレビ接続<br/>         機能付き。重さは510グラム。</p>                                | <b>198,000</b><br>(非課税)<br>墨                           |
| <p><b>ヴィゾ・ルクス・デジタル HD</b><br/>         (エッセンバッハ光学ジャパン)<br/>         7インチ液晶モニタ。拡大率は2倍～<br/>         22倍。画像はカラー・白黒反転など<br/>         14種類から選択可能。ライン・マス<br/>         キング機能付き。3段階の明るさ調整やテレビやPC等へ<br/>         の出力が可能。重さは約460グラム。</p>                                       | <b>194,400</b><br>(非課税)<br>専用ベース<br><b>11,000</b><br>墨 |
| <p><b>クローバー6(システムギアビジョン)</b><br/>         5.5インチ液晶モニタ。フルHDカメラ<br/>         を搭載。拡大率は約2倍～35倍。<br/>         画像はカラー・白黒反転など、16種類<br/>         から選択可能。シンプルなボタン操作と<br/>         タッチパネルでの操作ができます。ハンドルを引き出す<br/>         ことで手持ちルーペのように持つことができます。重さは<br/>         約270グラム。</p>  | <b>198,000</b><br>(非課税)<br>墨                           |
| <p><b>ルビーHD 5インチ(インサイト)</b><br/>         5インチ液晶モニタ。拡大率は2倍～<br/>         14倍。画面を斜めに立てたり、持ち<br/>         手を持って使うことができます。画像<br/>         はカラー・白黒・白黒反転・青黄・黒<br/>         黄など20種類から選択可能。ライン・マスキング機能付<br/>         き。重さは265グラム。</p>   | <b>198,000</b><br>(非課税)<br>墨                           |

| 商品名  | 定価(円)                                   |
|--|---|
| <p><u>ペブルHD ベーシック(日本テレスoft)</u><br/>           4.3インチ液晶モニタ。拡大率は4.5倍～13.4倍まで5段階で切り替え可能。<br/>           画像はカラー・白黒・白黒反転・白黒強調など7種類から選択可能。重さは200グラム。</p>                          | 99,800<br>(非課税)<br>墨                    |
| <p><u>クローバー4(システムギアビジョン)</u><br/>           4.3インチ液晶モニタ。拡大率は約3.5倍～16倍。画像はカラー・白黒など4種類から選択可能。コントラスト調整機能付き。専用ハンドル(別売)で文字の確認や筆記がしやすくなります。重さは約180グラム。</p>                         | 45,900<br>(非課税)<br>専用ハンドル<br>2,530<br>墨 |
| <p><u>クローバー3(システムギアビジョン)</u><br/>           3.5インチ液晶モニタ。拡大率は3.8倍～16倍。画像はカラー・白黒・白黒反転・黒黄の4種類。重さは約100グラム。</p>    | 35,900<br>(非課税)<br>墨                    |
| <p><u>RETISSA ON HAND</u><br/>           網膜投影型拡大読書器。レーザー投影技術は、ピントを合わせる機能を担っている水晶体など眼球前部の状態に影響を受けにくいのが特徴です。拡大率は約1倍～7倍。画像はフルカラー、グレースケール反転、白黒反転。手持ち型の視覚デバイスで重さは約500グラム。</p>  | オープン価格<br>墨                             |
| <b>読書関連商品</b>  |   |
| <p><u>拡大読書器用アクリル板(システムギアビジョン)</u><br/>           アクリル製A4サイズ(厚さ4ミリ)の透明な板です。拡大読書器を利用して単行本などを読む時に、ページ押さえとして使用できます。</p>  | 2,000                                   |
| <p><u>書見台</u><br/>           手持ちのルーペ等を利用する際に活用ください。スタンド式で角度調整が可能。L(横39センチ×縦28センチ、重さ約1.4キログラム)とM(横34センチ×縦24センチ、重さ約1.6キログラム、高さ調整スタンド付き)の2種類です。</p>                           | Lタイプ<br>2,500<br>Mタイプ<br>5,000          |

※非課税と記載のない商品は、すべて税込み価格です。

| 商品名   | 定価(円)                         |
|---|-------------------------------|
| <b>音声・拡大読書器 ※日常生活用具候補品</b>  |                               |
| <b>よむべえスマイル(アメディア)</b><br>活字文書や点字文書をスキャンし、音声で読み上げます。別売のモニタを接続すると、拡大読書器としても使用できます。また、音楽CDやディジタル図書、ワードなど文書データの再生機能も付いています。オプションでクラウド機能を追加することもできます。   | 198,000<br>(非課税)<br><br>墨・点・音 |
| <b>快速よむべえ 読み上げモデル(アメディア)</b><br>カメラで印刷物を読み取り、音声で読み上げる読書器です。別売モニタで読み取った文字を大きく表示することもできます。読み取り操作から読み上げまでの時間(A4印刷物)は約10秒とスピーディー。オプションでクラウド機能を追加することもできます。<br>※当館の見本は、一体モデル(価格: 228,000円・非)   | 198,000<br>(非課税)<br><br>墨・点・音 |
| <b>エンジェルビジョンデスクトップリーダー(システムギアビジョン)</b><br>最新のAIを用いた画期的な音声読書器です。カメラで書籍や活字資料、製品のパッケージ、薬や名刺などの文字情報を読み取り、読み上げることができます。【自動】【ワンタッチ】【指差し】の3つの操作モードを選べます。ボタン配置が明瞭で操作が簡単。最大A3用紙まで識別でき、読ませた原稿の保存も可能です。サイズは、幅15.5センチ×高さ約28センチ×奥行15センチ(カメラアームを閉じた時)。重さは約1.8キログラムと軽量で室内の移動も容易です。充電式。 | 198,000<br>(非課税)<br><br>墨・音   |
| <b>スマートリーダーHD(日本テレスoft)</b><br>カメラで印刷物を読み取り、読み上げる音声読書器です。充電式バッテリーが内蔵されており、充電後はコードレスの状態でお好きな場所で利用できます。サイズは、幅23センチ×高さ24.1センチ×奥行11.4センチ(カメラアームを閉じた時)。重さは約1.8キログラムと軽量で取っ手付きなので持ち運びも簡単です。  | 230,000<br>(非課税)<br><br>墨・音   |

| 商品名  | 定価(円)                 |
|--|-----------------------|
| <b>クリアリーダープラス(システムギアビジョン)</b><br>原稿をカメラで読み取り、読み上げる音声読書器です。音量や読み上げ速度の調整も分かりやすいダイヤル方式。簡単に持ち運び可能です。充電式で、電源のない場所でも使用できます。サイズは、幅24センチ×高さ22センチ×奥行10センチ(カメラアームを閉じた時)。重さは約2.5キログラム。    | 239,000<br>(非課税)<br>墨 |
| <b>オムニリーダー(インサイト)</b><br>10インチのディスプレイ一体型でOCR機能と拡大機能の付いた音声拡大読書器です。簡単な操作で印刷物をOCR機能で読み取り、読み上げます。また、拡大読書器機能で文章拡大表示や色の切り替えも可能です。サイズは、幅27.6センチ×高さ24.9センチ×奥行10.5センチ。重さは約1.5キログラム。充電式。 | 237,000<br>(非課税)<br>墨 |
| <b>音声・拡大読書器システム ※日常生活用具候補品</b>   |                       |
| <b>よみあげ名人(アイネット)</b><br>読み取り器(スキャナ)と本体(ノートパソコン)とのセット。本体のスペースキーとエンターキーを押すだけで、本体の画面に拡大表示し、文書を音声で読み上げます。表示倍率は12段階、読み上げ速度は10段階で調節できます。   | 198,000<br>墨          |

## 活字文書読み上げ装置

| 音声コード(SPコード)リーダー ※日常生活用具候補品   |                      |
|---|----------------------|
| <b>テルミー(日本福祉サービス)</b><br>音声コードに収められた情報を、音声にして、読み上げます。音声コードを100個まで記憶することが可能。 | 99,800<br>(非課税)<br>墨 |

| 商品名   | 定価(円)   |
|---|---|
| <b>ウェアラブル関連他</b> <p><u>AI視覚支援装置 OrCam MyEye 2</u><br/>(システムギアビジョン)</p> <p>小型カメラと小型スピーカーを搭載した<br/>AI視覚支援装置です。眼鏡のツルの部分に装着して使用<br/>します。文字の読み上げ、登録済の人の顔や物品、お札、<br/>色等の認識が可能な、画期的な装置。重さは、約22.5グ<br/>ラム。なお、文字の読み上げに機能を絞った OrCam<br/>MyReader2(328,000円・非)もあります。</p>   |  <p>598,000<br/>(非課税)<br/>墨</p>   |
| <p><u>エンジェルビジョングラスリーダー</u><br/>(システムギアビジョン)</p> <p>小型カメラと小型スピーカーを搭載した<br/>活字文書読み上げのウェアラブル装置です。<br/>眼鏡のフレーム部分に装着して使用します。<br/>ブルートゥース設定も可能。重さは、約30グラムです。</p>  |  <p>198,000<br/>(非課税)<br/>墨</p>   |
| <p><u>エンビジョングラス ホームエディション(エクストラ)</u></p> <p>iOSとAndroid用の<br/>視覚障害者支援アプリ<br/>「Envision AI」と連携<br/>して使用する視覚障害者向け眼鏡<br/>型高性能ウェアラブル端末です。印刷された文章や商品<br/>パッケージの文字、風景、色、人の顔などを認識し、音声<br/>で読み上げます。ご購入後1年以降は機能追加があった場<br/>合のグレードアップは有料になります。</p> <p>◆エンビジョングラス リードエディション=読み上げ機<br/>能に特化。(217,800円)</p> <p>◆エンビジョングラス プロフェッショナルエディション<br/>=ホームエディションの機能を全て使用でき、購入後に機<br/>能追加があった場合のアップデートは永年無料です。<br/>(402,600円) ※発売予定</p> |  <p>268,000<br/>(非課税)<br/>墨</p> |

| 商品名  | 定価(円)  |
|--|--|
| <p><b>暗所視支援眼鏡 MW10 HiKARI(ViXion)</b></p> <p>暗い場所や夜間ではより明るい視界に、また視野が狭い方にはより広く見える眼鏡型の機器です。手元で電源や明るさの調整、拡大機能等を操作できるコントローラー付き。オプションでリモートチャット機能も追加できます。ヘッドセット部分は、約130グラムです。</p> <p>※月定額利用サービス（サブスク）も可能です。</p> <p>※2021 モデルと 2019 モデルのどちらも販売しています。詳細は、お問い合わせください。</p> | <br>434,500<br>墨 |
| <p><b>リモートアシスト(リモートアシスト)</b></p> <p>ヘッドマウント型ウエアラブルカメラと専用送信機を使用した、遠隔援護サービスです。知りたい事をカメラからの映像を見て、ボランティアセンターが答えてくれます。利用時間は8時～20時(年末年始・お盆は除く)。利用回数に制限はありません。レンタル(月額)サービスも可能です。</p> <p>※ご自宅にWi-Fiがない場合や、屋外で使用される場合は、別途通信費用がかかります。</p>                                  | 一括購入<br>198,000<br>テ   |



日常生活用具給付制度対象商品



## タッチパネル式 拡大読書器

ヴィゾルクスデジタル XL FHD

1655-1 ¥198,000(非課税)

タッチスクリーン+ダイレクトボタンで直感的な操作が実現。人間工学に基づいた設計で疲れにくく画面が明るく読みやすいのが特徴です。2-22倍まで拡大、スクロール機能付き。HDMIケーブルでTV等へ接続可能\*

\*ご使用の機種によります

## LEDワイドライトルーペ



3倍～12倍まで10種類の度数や形状から選べるルーペ。  
大画面レンズと握りやすいグリップ、疲れにくい軽量設計。  
付属のスタンドで置型・スタンドルーペとしても使用でき  
大変便利なルーペです。



## モビレント LED

4倍/7倍/10倍から選べるケース一体型の携帯用高倍率ルーペ。ライト付で明るくはっきり見えます。付属ストラップで首から下げれば見たい時にすぐに使え、紛失を防げます。お子様のご利用にもおすすめ。

株式会社エッشنバッハ光学ジャパン <http://www.eschenbach-optik.co.jp>

東京都千代田区神田司町 2-15-4 TEL 03-3293-8570 / FAX 03-3293-8276

日本語の取扱説明書を付属 アフターフォローも日本支社におまかせ下さい



# 点字と墨字を同時印刷

静かな点字プリンター

**DOG-Multi<sup>version 2</sup>  
Super**

## ドッグ・マルチ・スーパー V2

DOG-Multi Super V2 は、インクジェット方式の採用により印刷音が静かになり、鮮明な墨字印刷ができます。PC上のフォントを使用し、さまざまな墨字が使えます。また、2度通すことで両面に点字・墨字の印刷ができます。

64ビット対応  
USB対応  
ネットワーク対応  
ユニバーサル操作

音声ガイド機能搭載

正常に起動しました。  
印刷が可能です！



NEW

\*写真はアイ・ラビュー16です

## 窓口のバリアフリー対策に 弱視、高齢者の方をサポート

軽量・コンパクト 拡大読書器

**i-View13/16 FHD**

**アイ・ラビュー13 / 16**

この商品は、日常生活用具の対象商品です。  
詳しくは、お住まいの市町村役場の福祉窓口までお問合せください。

アイ・ラビュー13 ¥253,000 非課税

アイ・ラビュー16 ¥298,000 非課税

## 16マスで300グラムの超軽量ノートテーカー

点字ディスプレイ

**Seika min:**

清华ミニ

¥178,000 非課税

- ・コンパクトなデザインで、携帯に便利です。
- ・充電可能のリチウム電池が内蔵、外出先でも点字メモの作成やSDカードに保存した点字データの読み取りができます。
- ・ノートテーカーとして使用するほか、BluetoothでPCに接続し、情報を点字で表示するなど使いやすくなっています。
- ・iOS6.0以降のiPhoneやiPadにBluetoothで接続することができます。



TELE  
SOFT

株式会社 日本テレスoft  
<https://www.nippontelsoft.com>



TEL.03-6913-5641

FAX.03-6913-5977 〒167-0034 東京都杉並区桃井2-1-3 葉ビル3F

# ロービジョンケアのことなら 株式会社システムギアビジョン

拡大読書器

音声読書器

電子ルーペ

光学ルーペ

見えない・見えにくいことでお困りの皆様に、  
多彩なラインナップから適切な機器と  
最適なソリューションをご提案します。

## 音声読書器 エンジェルビジョン デスクトップリーダー

高精度で自然な読み上げを実現しました

### ◆最大A3用紙まで識別可能

商品パッケージなどの小さい文字からA3サイズの  
大きな書類まで、縦書き・横書き問わず様々な  
大きさの書類を読み取ることができます。

### ◆選べる3つの操作方法

「手動モード」「自動モード」「指差しモード」の中から  
状況に応じて読み込み方法を変えることができます。

### ◆場所を取らない軽量設計

約1.9kgで本体にハンドルが付いているので、  
部屋から部屋への移動や電源の無い場所でも  
使用可能です。



希望小売価格 ￥198,000(非課税)

**SystemGear** 株式会社システムギアビジョン

Always the next news <https://www.sgv.co.jp/>

お問い合わせ先：福祉・医療機器事業部 ☎0797-74-2206

本社所在地：〒665-0051 兵庫県宝塚市高司1-6-11



Facebook



Twitter



Instagram



# 見えない方、見えにくい方の目の代わりになって、遠隔サポーターが代読するサービスです。



## リモートアシストは…

①日常のお困りごとを



②ボタンひとつで



③会話しながらお手伝い。

右の方が明後日なので  
こちらから先にお飲みください



すぐ  
解決！



ウェアラブルカメラと通信機のセットでの  
ご提供となります。  
お手持ちのスマホをご利用いただく事は  
できませんが、携帯番号付きの通信機を  
申込みいただく事ができます。

## 操作はカンタン、使い易いろいろ

- ・便利な視覚支援アプリをあらかじめインストール
- ・TalkBackのカスタマイズにより使い易さが向上
- ・画面拡大機能のショートカット設定により弱視者もサポート
- ・国内通話料無料のかけ放題携帯電話として利用可能（要手続き）

| ご利用金額  |        |        |
|--------|--------|--------|
| 携帯電話機能 | なし     | あり     |
| 月額（税込） | 5,500円 | 7,700円 |

ご利用時間：8:00～20:00  
(年末年始・お盆は除く)  
1ヶ月間の制限時間はありません

遠隔援護サービス専用カメラ

株式会社リモートアシスト

TEL:080-2533-7948



このQRコードから  
音声読み上げ対応の製品パンフレットに  
アクセスできます。

大阪市では日常生活用具(拡大読書器)の  
給付実績があります。



RETISSA ON HAND  
(レティッサ オン ハンド)

網膜投影型拡大読書器

重量: 約 500g  
サイズ(W × H × D):  
約 80mm × 262mm × 150mm

バッテリ駆動時間:  
約 120 分(充電時間 4 時間)

カメラズーム: 1 倍～7 倍

投影モード: フルカラー、  
グレースケール反転、白黒反転

視力に影響されない網膜投影を手軽に利用できる手持ち型の視覚支援デバイス。  
遠近あらゆるもの”見えにくさ”をなくし、日常をより良いものにすることを目指しています。

レーザ網膜投影技術は、ピントを合わせる機能を担っている水晶体などの眼球前部の状態に影響を受けにくいのが特長です。矯正眼鏡やコンタクトレンズを使ったり、目を凝らしたりする必要はありません。  
近くを見ていても遠くを見ていても、常にくっきりした画像を見られます。



| 商品名   | 定価(円)   |
|---|---|
| <h2>時計</h2>   |   |
| <h3>腕時計 ※日常生活用具候補品</h3>   |   |
| <b>触知式腕時計 SQBR 019・021・SQWK 029・031・033(セイコー)</b><br>サイズは紳士用と婦人用の2種類。それぞれ文字盤は白、紺に加え、婦人用はピンクもあります。目盛りはいずれもシルバーです。  | <br>13,000<br>(非課税)<br>墨・点   |
| <b>触知式腕時計(シチズン)</b><br>文字盤の12時、3時、6時、9時の目盛りには三角形の突起、その他の目盛りには丸形の突起があり、分かりやすく表示。また、黒い文字盤に黄色の文字を組み合わせてコントラストを強調し、見やすいデザイン。ベルトはシルバーのステンレスで長さの調整が可能です。  | <br>14,000<br>(非課税)<br>墨・点・音 |
| <b>音声式腕時計 SBJS 013・015・016(セイコー)</b><br>円形でスポーツシーンにも使いやすいデザイン。<br>4時の方向の側面に音声ボタンがあり、現在時刻を音声で知らせてくれます。ストップウォッチ機能、アラーム機能、時報付きです。013はシルバー、015はブラック、016はホワイトです。ブラックとホワイトはベルトの素材がシリコンバンドとなります。 | <br>17,000<br>墨・点・テ        |
| <b>音声式腕時計 SBJS 001(セイコー)</b><br>音声ボタンを正面に配置した、使いやすいデザインです。ストップウォッチ機能、アラーム機能、時報付き。音声で確認しながら時刻・アラーム設定が可能です。色はシルバー。  | <br>15,000<br>墨・点・テ         |
| <b>ボイス電波腕時計(インテック)</b><br>アナログタイプ音声腕時計です。音声で時刻・日付を知らせます。30分毎の時報機能付き。文字盤は白、黒の2色。白は黒の文字、黒は白の文字です。着脱が簡単なシルバーの伸縮ベルトと革ベルト(黒・茶・白)との組み合いで5種類あります。触読はできません。                                       | <br>16,500<br>墨・音・テ        |

| 商品名  | 定価(円)   |
|--|---|
| <b>ボイス電波腕時計ソーラー+リチウム電池<br/>(インテック)</b><br>ボイス電波腕時計と同じ機能を備えた、ソーラーとリチウム電池を併用した省電力設計のボイス電波腕時計です。文字盤が、シルバーとブラックの2種類。ベルトはシルバーです。                          | <br>16,500<br>墨・音・テ |
| <b>ロービジョンウォッチ(インテック)</b><br>文字盤が見やすいようにデザインされた腕時計です。時刻表記の印や針が、目立つようにデザインされています。着脱もワンタッチで簡単にできる、バックルの金具がついた革ベルト。サイズおよび文字盤のカラーの組み合わせは5種類。音声読み上げはありません。 | <br>5,500<br>墨      |
| <b>音声式腕時計 トーキングウォッチ</b><br>お求めやすい価格の時計です。<br>色はブラック。時報・アラーム機能付き。   | <br>3,040<br>墨・テ   |

| 商品名   | 定価(円)          |
|---|----------------|
| <b>置時計・カード型時計ほか ※日常生活用具候補品</b>  |                |
| <b>音声置時計 パルデジットボイスⅡ(シチズン)</b><br>電波目覚まし時計です。時刻、温度、日付を音声で知らせてくれます。<br>また、電子音とボイスのダブルアラームで2つのアラームを別々の時刻に鳴らせます。12時間制。色はシルバー。 | 9,350<br>墨・テ   |
| <b>音声置時計 トークライナーDA206(セイコー)</b><br>アラーム付き電波時計です。時刻、温度、湿度、日付を音声で知らせてくれます。12時間制と24時間制切替式、オートスピーキング機能あり。色はゴールドとホワイトの2種類。     | 9,900<br>墨・点・テ |
| <b>キーホルダー付き音声時計</b><br>カバンに付けたりポケットに入れる等、手軽に使える時計です。<br>時報、アラーム機能付き。  | 2,310<br>墨・テ   |
| <b>折りたたみ式音声時計 パルデジットガイド(シチズン)</b><br>折りたたみ式の電波目覚まし時計です。スタンード部分が蓋になっています。蓋を閉じても中央の音声ボタンが操作できるように穴があけてあります。12時間制。色はシルバー。    | 6,050<br>墨・テ   |
| <b>音声カード型時計 ポケットトークDA208K(セイコー)</b><br>ポケットに入るサイズのアラーム付き電波時計です。12時間制と24時間制切替式、オートスピーキング機能付き。色はブラック。                       | 8,000<br>墨・点・テ |

視覚障がい者と作った

# あると便利な音声グッズ



福祉や健康関連の製品を扱うブランド GRUS は、当事者のご意見を伺いながら、実用性だけではなくデザインや使用用途など、ユーザーの QOL を高められる製品開発をおこなっています。

## 2023 年発売新製品



### 正確な時刻を音声でお知らせ GNSS ボイスウォッチ

GRS008

価格：77,000 円（税込）

GNSS シグナルを受信して時刻と日付を自動的に補正。時刻と日付の音声アナウンスに加え、明るさセンサーにより周辺環境の照度をチェック。防水等級を示す IPX3 を取得しており、文字盤正面に向かって周囲 60 度からの水飛沫に耐えることが可能です。

仕様【素材】ケース：ステンレススチール / 裏蓋：ステンレススチール / 風防：ミネラルガラス / ベゼル：アルミニウム / 革ベルト：牛革（型押）/ メタルベルト：ステンレススチール / パックル：ステンレススチール【サイズ】ケース幅 45 × 厚さ 16mm / ベルト幅：22mm / 腕周り：16.5 - 22cm（革ベルト）/ 14 - 22cm（メタルベルト）【重量】98g（革ベルト）/ 153g（メタルベルト）【使用電池】CR3032（1 日 20 回の音声アナウンスで約 2 年）【防水】IPX3【付属品】動作確認用電池内蔵、簡易取扱説明書【生産国】中国【保証期間】1 年間

### ボイス電波腕時計



GRS003

価格 16,500 円（税込）

### ボイスクッキングスケール



GRS301J

価格：6,600 円（税込）

重量音声アナウンスに加えて、風袋計測、オートパワーオフなど基本機能を搭載。操作性の良いシンプルなカラーリングとデザイン。  
YouTube で製品の紹介動画をご覧頂けます。

仕様（GRS003 の場合）【素材】ケース：ステンレススチール / 裏蓋：プラスチック / 風防：ミネラルガラス / 伸縮ベルト：ステンレススチール / 革ベルト：牛革【サイズ】ケース幅 35.5 × 厚さ 16mm / ベルト幅：18mm / 腕周り：17 - 20cm（伸縮ベルト）/ 12.5 - 18cm（革ベルト）【重量】77g（伸縮ベルト）/ 58g（革ベルト）【使用電池】CR2032（1 日 20 回の音声アナウンスで約 2 年）【防水】非防水【付属品】動作確認用電池内蔵、取扱説明書【生産国】中国【保証期間】1 年間

### 音声タイマー



GRS202VJ

価格：3,300 円（税込）

音声に従ってタイマーセットや各種設定が可能。計測中に音声ボタンを押すと経過タイムをアナウンス。音声と電子音の切り替えに加え、バイブレーション機能も。OFF にもできます。

仕様【素材】ABS樹脂【サイズ】幅 100 × 奥行 20 × 高さ 70mm【重量】86g【使用電池】単 4 電池 × 1 本（別売）【防水】IPX4（全方位防水、水没は NG）【付属品】取扱説明書【生産国】中国【保証期間】1 年間【設置方法】置き、ストラップホール、マグネット



製品に関するお問い合わせ 株式会社インテック

TEL 0120-505-857 (平日 10:00~17:00) E-mail support@grus.tokyo



GRUS  
www.grus.tokyo



| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--|
| <b>録音再生機器</b>   |  |
| <b>デイジー図書プレイヤー ※日常生活用具候補品</b>   |  |
| <b>プレクストーク PTN3(シナノケンシ)</b><br>デイジー形式のCDの再生専用機。CDだけでなく、SDカードやUSB機器の利用も可能です。キー操作により、目的のページ番号を直接入力して移動することができます。必要最小限のキーだけで操作できる「すっきりカバー」が付属。   | <br>48,000<br>(非課税)<br>墨・音                                 |
| <b>プレクストーク PTR3(シナノケンシ)</b><br>デイジー図書の卓上型録音再生機。付属の「すっきりカバー」を装着すれば、再生に必要なキーだけを使えるので、初心者でも安心して利用することができます。大音量、高音質の内蔵スピーカーを搭載。SDカードや内蔵メモリに録音できます。また、視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」のデイジーオンラインサービスに対応。有線LANおよび無線LANにも対応。別売のお楽しみ機能追加オプションで、インターネットラジオの聴取や点字ファイルの音声読み上げ等が利用できます。 | <br>85,000<br>(非課税)<br>お楽しみ機能<br>追加オプション<br>17,600<br>墨・音 |
| <b>センスプレーヤー(エクストラ)</b><br>携帯型OCRマルチプレイヤーです。デイジー図書の再生・録音、OCR機能による活字文書の読み上げが可能。スマートコネクト機能により、スマートフォンやタブレットのBluetoothキーボードとして、タッチスクリーンデバイスの操作が行えます。サイズは、縦13センチ×横6.4センチ×厚さ1.45センチ、重さ140グラム。   | <br>99,800<br>(非課税)<br>墨・デ・テ                            |

プレクストーク  
ポータブルレコーダー

PTR3



すっきりカバーで  
初心者でも安心



標準小売価格 ¥85,000(非課税)

- サピエでも、CDでもディジーを楽しめる
- ディジーで録音
- 音声ガイドで、どなたでも簡単操作

より詳しい情報はホームページで！

プレクストーク

検索

総販売元

シナノケンシ株式会社

〒386-0498  
長野県上田市上丸子 1078

お問い合わせ窓口

TEL : 050-5804-1177 (月~土 9:30~17:00、日・祝祭日は休業)  
通話料金はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

URL : [www.plextalk.com](http://www.plextalk.com)  
E-mail : [plextalk@skcj.co.jp](mailto:plextalk@skcj.co.jp)

※ 記載の情報は2021年10月のものです。機能及び外観デザインなどは、性能向上その他の理由で、予告なく変更することがあります。Plextalk/プレクストークはシナノケンシ株式会社の商標です。

| 商品名  | 定価(円)   |
|--|---|
| <b>ヘルスケア用品 ※日常生活用具候補品</b><br><u>音声体重計 インナースキャンボイス BC-202</u><br>(タニタ)<br><p>体重や体脂肪率以外に、BMI(体格指数)、筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、推定骨量、体内年齢、体水分率を音声でお知らせします。乗るだけで電源が入る「ステップオン」機能、登録者(最大4人)の中から現在測定している人を自動で判別する「乗るピタ」機能を搭載。</p> | <br>15,700<br>墨・デ           |
| <u>音声付き電子体温計 MC-174V けんおんくん</u><br>(オムロン)<br><p>測定結果を音声でお知らせする体温計です。ペン型のコンパクトな形状で、使いやすくなっています。</p>   | <br>9,000<br>(非課税)<br>墨・音・テ |
| <u>音声血圧計 UA-1030T(エー・アンド・ディ)</u><br><p>上腕にカフを巻いて計測する音声案内機能付きの血圧計です。最高血圧、最低血圧、脈拍数、WHO区分に基づいた血圧の状態を音声で知ることができます。測定可能な腕周囲長は17~31センチ。</p>  | <br>10,000<br>墨・音         |

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--|
| <b>おもちゃ・ゲーム</b><br><u>おしゃべりハト時計</u><br><p>時報はもちろん、ボタンを押すと現在時刻を知らせてくれます。目覚ましアラーム、タイマー機能付き。時刻ガイドの後に一言おしゃべりをしたり、ボタンを長押しすると、歌を歌ってくれます。置時計の他、掛け時計として使うことができます。</p> | <br>4,000<br>墨 |

| 商品名   | 定価(円)                          |
|---|--------------------------------|
| <u>点字付きトランプ</u><br>カードの左上角と右下角にマークと数字が点字で表示されています。  | 1,290                          |
| <u>一体オセロ</u><br>オセロ盤の1つひとつのマスが回転するようになっています。回転させると黒の石、白の石が順に出てきて、黒の石には溝がついているので、白黒の判別も簡単。   | 3,000<br>墨                     |
| <u>おしゃべり温湿度計</u><br>おしゃべりとしっぽの色で温度と湿度を教えてくれる、おもちゃです。にゃんこ計とライオン計の2種類。頭を1回押すとおしゃべり、2回続けて押すと温度と湿度を音声でお知らせします。  | 3,600<br>墨                     |
| <u>立体囲碁アイゴ</u><br>表面が十九路盤、裏面が九路盤として使える囲碁盤です。盤面の線が立体に浮き上がっており、碁石の裏面には切れ目が入っているため、しっかりと碁石を盤面に固定できるようになっています。サイズは、幅44センチ×奥行46センチ×高さ2.5センチ。盤の素材はプラスチックです。碁石付きです。                                | 13,680                         |
| <u>立体囲碁アイゴツー</u><br>アイゴと同じ特徴をもち、基盤サイズは、九路盤、十三路盤、十九路盤の3種類。当館では九路盤のみのお取り扱いになります。サイズは、幅22センチ×奥行22センチ×高さ0.4センチ。盤の素材は、MDFです。<br>※MDF=ミディアム・デンシンディ・ファイバーボードの略で木材の原料チップを蒸煮・解纖したものに合成樹脂を加えて成形した板です。 | 碁石付き<br>3,400<br>碁石なし<br>2,150 |

| 商品名  | 定価(円)  |
|--|--------|
| パソコンソフト<br>※日常生活用具候補品  |        |
| <b>高知システム開発のソフト</b>  |        |
| PC-Talker Neo(画面音声化ソフト)<br>※5年間ライセンス   | 44,000 |
| <b>【PC-Talker Neo Plus】</b><br>PC-Talker Neo に NetReader Neo (インターネット検索ソフト)が付属します。 ※5年間ライセンス     | 66,000 |
| VoiceWorks ※PC-Talkerオプションソフト<br>音声エンジンオプション   | 22,000 |
| BrailleWorks Neo ※PC-Talkerオプションソフト<br>点字ディスプレイ出力の強化オプション ※5年間ライセンス                              | 33,000 |
| MyWord7 Web版(ワープロソフト)  | 63,800 |
| MyRead7(活字読み取りソフト)   | 63,800 |
| MyAccess(宛名書き住所録ソフト)   | 41,800 |
| MyBook Neo Web版(読書ソフト)<br>※5年間ライセンス  | 41,800 |
| MyMail V Web版(メールソフト)  | 19,800 |
| MyNews Neo Web版<br>(インターネットニュース閲覧ソフト) ※5年間ライセンス  | 22,000 |
| MyRoute Neo Web版(インターネット経路検索ソフト)<br>※5年間ライセンス  | 22,000 |
| MyDic Neo Web版(インターネット辞書検索ソフト)<br>※5年間ライセンス  | 22,000 |
| MyDoctor Neo Web版<br>(インターネット健康情報検索ソフト)<br>※5年間ライセンス   | 22,000 |
| <b>【MyNewsパック】 Web版</b><br>My News、My Route、My Dic、My Doctor の Neo シリーズ 4 個のお得なパック。<br>※5年間ライセンス | 44,000 |

※日常生活用具での給付申請をご検討の場合、個人での自費購入(特別価格有)の場合、更新パッケージ購入の場合等は、お問い合わせください。

※Web版は、DVD発行手数料を追加してDVD版に変更することができます。また、ライセンス年数変更を希望される場合も別途ご相談ください。

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--|
| <b>エクストラのソフト</b>  |  |
| JAWS2023 日本語版(画面音声化ソフト)   | 207,900  |
| EXTRA for Windows Ver7(点字関連ソフト)<br>自動点訳ソフト  | 83,600   |
| EXTRA自動点訳エンジン Ver6(点字関連ソフト)<br>※KGS製の点字ディスプレイ用点訳エンジン  | 33,000   |
| ZoomText2023 日本語版(画面拡大ソフト)  | 107,800  |
| ZoomText2023+リーダー 日本語版<br>(画面拡大+音声化ソフト)   | 143,000  |
| <b>その他のソフト</b>  |  |
| らくらくリーダー2(活字読み取りソフト)<br>発売元=アイネット   | 72,450   |
| よみとも10(活字読み取りソフト)<br>発売元=アイフレンズ   | 66,000   |
| NetPLEXTALK Pro(デイジー図書再生用ソフト)<br>発売元=シナノケンシ   | 12,100   |
| らくらく予定帳2(スケジュール管理ソフト)<br>発売元=アイネット  | 27,300   |
| PRS-Pro(音訳者向けデイジー図書製作支援ソフト)<br>デイジー図書作成のためのソフトです。録音・編集・<br>CDへの書き込みという一連の作業が行えます。<br>発売元=シナノケンシ   | 1ライセンス版<br>19,800<br>5ライセンス版<br>82,500<br>墨  |
| Flowy(Windows 拡大ソフト)<br>Windows画面の『拡大表示』、画面の『簡易読み上げ』<br>外付けの書画カメラをパソコンに接続すれば『拡大読書器』<br>としてもご利用いただけます。<br>表示倍率は2倍~20倍。<br>※バージョンアップ費用は<br>発生なしで継続利用可<br>発売元=ラビット | 97,900<br>外付け書画カメラ<br>33,000   |
| 書画カメラ付き PC  |  |


| 商品名  | 定価(円)                   |
|--|-------------------------|
| <b>点字関連ソフト</b>   |                         |
| 点字編集システム7(点字エディタ)<br>発売元=テクノツール                            | パッケージ版<br><b>15,840</b> |
| ブレイルスター for Windows Ver4(点字エディタ)<br>発売元=ニューブレイルシステム        | <b>55,000*</b>          |
| ブレイルブリッジ for Windows Ver2(点字・墨字自動変換ソフト)<br>発売元=ニューブレイルシステム | <b>55,000*</b>          |

\*ブレイルスターおよびブレイルブリッジは、法人価格は77,000円となります。

| その他の周辺機器   |              |
|--|--------------|
| <b>USB接続キーボード</b><br>ノートパソコンなどにUSBで接続するキーボード。<br>6点入力(FDS-JKL)に対応。 | <b>2,000</b> |

\*SDカード（フレクストークでの動作確認済み）やCD-R・CD-RWも取り扱っております。

| タブレット・スマートフォン関連グッズ   |  |
|--|--|
| <b>ナビレンス用コードタグ(アイ・コラボレーション神戸)</b><br>視覚障害者用歩行支援アプリ「ナビレンス」用のパーソナルコードタグです。「ナビレンス(NaviLens)」は情報を登録したタグ（黒、青、黄、ピンクの4色からなる四角形の図柄）を印刷して壁などに貼り、アプリを入れたスマートフォンのカメラで読み取ると、登録内容を音声で確認できます。タグには、すぐに貼れるシール版と、切り取り線に沿って手でちぎれる厚紙版があります。<br>※厚紙版の組み合わせ：タグ大1個のシート1枚、タグ中4個のシート1枚、タグ小16個のシート2枚、タグ極小64個のシート1枚です。 | シール版<br>(35個入り)<br><b>1,650円</b><br>厚紙版<br>(5シート入り)<br><b>1,100円</b> |



| 商品名   | 定価(円)   |
|---|---|
| <p><b>ものタグ(コネクトドット)</b><br/>         スマートフォンアプリ「ものタグアプリ」で使用できるNFCタグです。商品の識別や整理の際に、音声またはテキストで登録ができます。タグの種類は、①衣類取り付け用ランドリータグ、②シールタイプ、③クリップ付き、④キーリング(黒/緑)付き、⑤ウェットインレイ18ミリシールタグの5種類。<br/>         右記枚数以上でセット価格もあります。<br/>         ※対応機種:iPhone7、Android9.0以上。</p> | ①10枚900円<br>②10枚370円<br>③5枚660円<br>④5枚460円<br>⑤5枚360円 |
| <p><b>Rivo2(リボツー)(ラビット)</b><br/>         名刺サイズのキーボード。ボイスオーバーを有効にすると音声ガイドとともに使用でき、文字入力やアプリの選択等がボタン操作で行えます。※対応機種:iPhone</p>   | 66,000<br>墨・デ   |
| <p><b>ヒデボックス(ホワイト)</b><br/>         iPhone・iPadでカメラ機能を使う時のお助けグッズ。撮影した活字の内容を読み上げてくれるアプリを使用する時などに使えます。組み立て式の板の上にiPhone・iPadをのせてシャッターを押せば簡単に撮影できます。A4サイズ以内の大きさに対応。</p>   | 2,900<br>墨・点  |
| <p><b>コロコロ号ボックスタイル</b><br/>         iPadを携帯型拡大読書器として使うグッズ。キャスターのついた透明なボックスにのせ、カメラ機能を使って映し出された文字を読みやすい大きさに固定した状態でコロコロと動かしながら読むことができます。</p>   | 1,000   |
| <p><b>アイアイソーター2(ブラインド・ソリューション)</b><br/>         iPhone、iPad等のカメラ機能を使う時のお助けグッズ。3本脚スタンドの高さや角度を調整することで、拡大読書器や拡大鏡のように使うこともできます。<br/>         ※対応機種：iPhone6以降、iPad Pro 11.0インチ以下、iPad Air2以降、iPad 第5世代以降、iPad mini2以降、iPod touch 第6世代以降</p>                        | 12,100<br>墨   |

## 見えない・みえにくい方の物の管理や識別に

タグ オブ シングス



# Tag of Things ものタグアプリ



iPhone 用

詰め替え用のシャンプーやCDなど手触りだけでは分かりにくい物にNFCタグを付けて識別するアプリです。タグに登録された内容をスマホで読み上げます。点字が難しい方への情報伝達としてもお使いいただけます。アプリは、iPhone版は左のQRコードでAppStoreから、Android版は右のQRコードでGooglePlayから無料でダウンロード頂けます。



Android 用

- データの書き換えは何回でもOK！
- 音声録音・テキスト入力の両方でデータ登録ができます。
- 他ユーザとのデータ共有が可能（公開範囲が設定できます）
- 登録データはサーバに保管される為スマホ本体の破損や機種変更の際も安心です。※サーバへアップしない設定も選べます
- データは遠隔で編集でき、他のユーザとも共有できます。  
※公開範囲を「公開」にしてください

### ■ 仮想タグとものタグスケジュール

現在販売している「衣類取り付け用タグ」「シールタイプNFCタグ」「クリップ付きタグ」「キーリング付きタグ」に加え、実態のない「仮想タグ」を販売します。仮想タグは、履歴一覧の「ものタグプール」の下に配置する形でお届けします。スケジュール帳などに付箋を貼り付ける感覚でご利用頂けます。

また、ものタグでスケジュール帳を実現した「ものタグスケジュール」も販売します。タグ名称欄の先頭に日付けを付けて保存することによって、仮想タグを付箋のように簡単に貼り付けることができます。


### ■ ものタグ神経衰弱ゲーム

ものタグを使った神経衰弱ゲーム盤を開発しました。4×4のマス目に16個のタグ（駒）を配置して、その内容が同類のものを当てるゲームです。駒には点字シールで駒番号が分かるようになっており、その番号と内容を音声で伝えることで、視覚障害者でも楽しめる使い方になっています。

新しいゲーム内容を駒にダウンロードしたり、内容をシャッフルする機能があり、一つのゲーム盤でいろんなゲームをいろんな方法で楽しむことができます。

※詳しくは、アプリ内「その他メニュー⇒本アプリの使い方」及び下記URLをご覧ください。

ものタグホームページ : <http://www.connectdot.jp/mono-Tag/> ⇒





あなたと映画を観たい。

# 映画みにっこ!



スマホアプリ「HELLO! MOVIE」「UDCast」  
を使うと、映画館で音声ガイドが聞けます。




NPO メディア・アクセス・サポートセンター  
〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-51-1  
初台センタービル 709号室

MASC 検索



ボックヤス

| 商品名   | 定価(円)   |
|---|---|
| <b>点字・点訳関連</b>  |   |
| <b>点字器 ※日常生活用具候補品</b>   |   |
| <b>S-18標準型点字器(ニモ力)</b><br>卓上型の点字器です。18行32マスで両面書き対応。ABS樹脂製で、裏面に滑りにくい加工が施されています。  |  9,420<br>(非課税)  |
| <b>SF-27折りたたみ式標準型点字器(ニモ力)</b><br>卓上型の点字器ですが、2つに折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。18行32マスの両面書き用の定規と、27行30マスの片面書き用の定規の2つが付いています。ABS樹脂製で、裏面に滑りにくい加工が施されています。 |  10,290<br>(非課税) |
| <b>携帯型点字器(懐中定規)</b>   |   |
| <b>P-6点字器(ニモ力)</b><br>6行30マスの携帯型点字器。点筆付き。色は全4色で、ピンク、ブルー、グリーン、イエローです。  | 920<br>(非課税)  |
| <b>N632小型点字器(日本点字図書館)</b><br>6行32マスの携帯型点字器。点筆付き、ケース入り。色は全6色で、ブルー、グリーン、グレー、クリーム、ピンク、オレンジです。  | 1,320<br>(非課税)<br>墨   |
| <b>凸面点字器 トツテンくん</b><br>初心者のかたでも使いやすい、下板の凸面で読む形の点字を書くことができる4行26マスの携帯型点字器。<br>点字の大きさが通常の1.2倍。点筆付き、ケース入り。色は全5色で、緑、黄、ピンク、青、白です。                   | 1,500<br>(非課税)<br>墨・点   |
| <b>だいてん丸</b><br>点字の大きさが通常の1.2倍。点字を学習し始めた方にも読みやすくなっています。4行26マスで点筆付き、ケース入り。色は全3色で、桜、ゆず、抹茶です。  | 1,500<br>(非課税)<br>墨   |
| <b>漢点字用8点定規</b><br>漢点字にも対応できるよう、1マスに8つの点を配置しています。もちろん、6点式の点字も書けます。<br>4行32マス。※点筆は付いていません。   | 3,090<br>(非課税)  |

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--|
| <b>点字関連用具</b>   |  |
| <b>平点筆(ニモ力)</b><br>持ち手の部分が平らになっており、知らないうちに転がってしまう心配のない形状の点筆です。  | 380<br>(非課税)<br> |
| <b>カット点筆(ニモ力)</b><br>持ちやすい丸型と、転がらない平型の両方の特徴を備えた点筆です。  | 460<br>(非課税)<br> |
| <b>木製点筆 大・中・小 (日本点字図書館)</b><br>持ち手の部分に樹齢80年の桜を使用し、手になじみやすい形状の点筆です。大は直径約2.6センチ、中は直径約2.3センチ、小は直径約2.0センチ、長さはいずれも約5.5センチです。 | 2,400<br>        |
| <b>点消棒(日本点字図書館)</b><br>間違って打った点をきれいに消すことができます。色はN632小型点字器と同じ6色。   | 430<br>         |
| <b>マスコットブレイル</b><br>1行6マスの点字ピンが中に入っています。横に付属している専用点筆で裏側から打つと、点字があらわれます。ボタン1つで元に戻るので、何回でも書いたり消したりできます。色はブルー、ピンクの2色。      | 870<br>墨<br>   |
| <b>点字用紙類</b>  |  |
| <b>点字用紙(薄手、200枚入) ★</b><br>90キログラム。標準の厚さよりも薄めで、メモなどに適しています。   | 430<br>       |
| <b>点字用紙(厚手、200枚入) ★</b><br>110キログラム。標準的な厚さの用紙です。  | 520<br>       |
| <b>点字用紙26穴タイプ(200枚入) ★</b><br>厚手の点字用紙で、26穴用バインダーに収納できます。整理・保存に便利です。   | 680<br>       |
| <b>点字用紙26穴タイプ専用バインダー</b><br>表紙はアイボリー色の軟らかいプラスチック製。リングはワンタッチで開きます。70枚まで綴じ込み可能。   | 680<br>       |

| 商品名   | 定価(円) |
|---|-------|
| <u>点字プリンタ用紙20穴用バインダー</u><br>表紙は青色のボール紙、リングはプラスチック製。ワンタッチで開きます。70枚まで綴じ込み可能。  | 410   |
| <u>点字プリンタ用紙20穴用バインダー 上質タイプ</u><br>表紙はダイヤスカーフ(表面処理した紙製品)と白色ボール紙を合わせた素材で汚れにくい加工が施されています。リングはプラスチック製。ワンタッチで開きます。70枚まで綴じ込み可能。                                   | 630   |
| <u>タックペーパー ★</u><br>裏紙をはがすと透明のシールになる点字用紙。点字を打った後、好きな大きさに切って貼り付けることができます。サイズは20センチ×25センチ。  | 50    |
| <u>タックテープ(幅12ミリ×10メートル)</u><br>裏紙をはがすと透明のシールになるテープ状の点字用紙です。透明なので絵や文字の上に貼ることもできます。タックテープ用ガイドが付いた点字器(N632小型点字器やP-6点字器)や点字タイプライター(テラタイプ)に通すと、きれいに点字を書くことができます。 | 660   |
| <u>タックテープ(幅9ミリ×10メートル)</u>  | 480   |

★印は点字用郵便（送料不要）でのお届けが可能ですが、重さによっては対象外となります。詳細については、お問い合わせください。  
なお、点字用郵便は、郵便受けに投函されます。到着日時は指定できません。

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--|
| <b>点字学習グッズ</b>  |  |
| <b>ひとりで学べる点字触読 テキスト(読書工房)</b><br>中途視覚障害者にとって、高いハードルとなっている点字を指先で読む触読の学習を、ひとりでできるように構成されたテキストです。墨字(活字)のテキストと、Lサイズの点字教材がセットになっており、墨字テキストにはQRコードがついていて、パソコンやスマートフォンを使って内容を音声で聞くこともできます。<br>◆セット内容：活字教材(B5判・122ページ)、<br>点字教材、凸面点字一覧表。<br>※48枚の点字教材がバインダーに綴じられています。 | 3,850<br>音   |
| <b>点訳学習7点セット</b><br>初めて点字を学ばれる方に便利でお得なセットです。<br>テキスト『初めての点訳』、携帯型点字器(P-6)、<br>点筆、点消棒、点字用紙(薄手)50枚、タックペーパー<br>1枚、点字一覧表の7点がケースに入っています。<br>※点字器は全4色、点消棒は全6色からお選び頂けます。  | 2,400  |
| <b>点字ラベル類</b>   |  |
| <b>点字ラベラー BL-1000 LINK(ケージーエス)</b><br>パソコンやアンドロイド端末、ブレイルメモスマートとブルートゥース接続を行い、使用することができます。専用ソフトウェアの自動点訳機能で、点字の知識がなくても、点字ラベルを作成できます。各種画面読み上げソフト、点字の6点入力にも対応しています。無色透明のテープを使用するため、封筒等の印刷された文字の上などに貼ることができます。  | 83,600<br>墨・点<br>専用テープ<br>2巻セット 1,980<br>10巻セット8,910 |
| <b>点字タイプライター ※日常生活用具候補品</b>   |  |
| <b>テラタイプ(アイフレンズ)</b><br>小型で軽く持ち運びに便利な点字タイプライター。キーの配列はパーキンス方式(左手人差し指が1の点)です。両面書き(33行)と片面書き(25行)が可能です。大きさは、6.5センチ×6.5センチ×24.5センチ。重さは約1.6キログラムでカバーケース付。  | 82,000<br>(非課税)<br>墨・点                               |

| 商品名   | 定価(円)                            |
|---|----------------------------------|
| <b>点字ディスプレイ(点字電子手帳) ※日常生活用具候補品</b>  |                                  |
| <b>ブレイルセンスシックス(エクストラ)</b><br>And ro idを搭載した点字音声情報端末です。これまでのブレイルセンスシリーズの基本機能、ワープロ機能や電子メール、ディジタル再生、ウェブブラウザでのホームページ検索・閲覧などの機能を継承しながら、And ro idアプリを活用することで多くの機能を利用する事が可能です。32マスの点字表示に対応しています。サイズは幅24.5センチ×奥行14.4センチ×高さ2.2センチ。重さ約705グラムです。 | <b>599,000</b><br>(非課税)<br>墨・デ   |
| <b>ブレイルセンスシックスミニ(エクストラ)</b><br>ブレイルセンスシックスとほぼ同じ機能を搭載している、20マスの点字表示可能なAnd ro idを搭載した、持ち運びに便利な点字音声情報端末です。<br>サイズは幅18.5センチ×奥行10.3センチ×高さ2.67センチ。重さ約445グラムです。  | <b>398,000</b><br>(非課税)<br>墨・デ   |
| <b>ブレイルメモスマート Air32(ケージーエス)</b><br>32マスの点字電子手帳です。バッテリーで最長約15時間使用可能。USB-Cでの充電のため、モバイルバッテリーも利用できます。専用アプリ「BMスマートターミナル」でAnd ro id端末と接続も可能になり、更に拡張機能ライセンス(有料)でワードやエクセルなどの墨字にも対応。サイズは、幅約28センチ×奥行9.4センチ×高さ2.4センチ。重さは650グラム。                  | <b>430,000</b><br>(非課税)<br>墨・点・デ |
| <b>ブレイルメモスマート Air16(ケージーエス)</b><br>ブレイルメモスマート Air32とほぼ同じ機能が利用できる、コンパクトサイズの16マスの点字電子手帳です。<br>バッテリーで最長約17時間使用可能。サイズは、幅17.6センチ×奥行9.4センチ×高さ2.7センチ。重さは430グラム。  | <b>340,000</b><br>(非課税)<br>墨・点・デ |

| 商品名   | 定価(円)                   |
|---|-------------------------|
| <b>オービット20(アメディア)</b><br>20マスの点字表示の小型点字メモ機。紙に打ち出す点字タイプライターに代わって、点字のメモを保存・管理ができます。<br>ブルートゥース機能によるiPhoneと接続も可能です。また、パソコンと接続して、点字ディスプレイとしても使用できます。サイズは、幅16.8センチ×奥行11センチ×高さ3.4センチ。重さは440グラム。 | 158,000<br>(非課税)<br>墨・点 |
| <b>清华 mini16(日本テレスoft)</b><br>16マスの点字表示と点字入力キーを備えた小型の点字電子手帳です。文書の作成・編集のほか、電卓やスケジュール帳など便利な機能も搭載しています。ブルートゥース機能でパソコンに接続できます。内蔵メモリは4GBです。サイズは、幅16センチ×奥行9.6センチ×高さ2.3センチ。重さは300グラム。            | 178,000<br>(非課税)<br>墨   |
| <b>清华 version3Pro(日本テレスoft)</b><br>8点40マスの小型点字ディスプレイ。新開発のマクロ点字セルの仕様により、重さ約600グラムと軽量です。<br>各種スクリーンリーダーに対しても使いやすい操作ボタン。サイズは、幅33センチ×奥行9.1センチ×高さ2.5センチ。                                       | 198,000<br>(非課税)<br>墨   |

※点字プリンタの取り扱いも一部ございますので、購入をご検討の場合はお問い合わせください。

# 点字ディスプレイ ブレイルメモスマート Air32 ブレイルメモスマート Air16

安心の  
5年間  
保証



BMS Air16

希望小売価格  
¥340,000 (非課税)

BMS Air32

希望小売価格  
¥430,000 (非課税)

## メモのタイミングを逃しません！

スリープ状態から1秒で瞬時に起動し、  
軽快な動作を実現しました。

## アシスト機能を搭載！

音声ガイドで、点字のみの操作に不安がある方でも安心してご使用いただけます。

## 使う場所を選びません！

15時間連続使用が可能なため、バッテリー残量を気にせず使用ができ、ストレスフリーです。

## お客様の「あつたらいいな」の機能を実現


充電挿し口はUSB-Cを採用し、モバイルバッテリーが利用でき、万が一の時も安心です。

### 毎日の暮らしをより豊かに

#### お仕事で



#### 学校で



#### 日常生活で



 ケージース株式会社  
KGS CORPORATION

〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川1004  
FAX 0493-72-7337

お問い合わせ先 ☎ 0493-72-7311(代)

E-mail [info\\_fukushi@kgs-jpn.co.jp](mailto:info_fukushi@kgs-jpn.co.jp)  
URL <https://www.kgs-jpn.co.jp>

| 商品名  | 定価(円) |
|--|-------|
| <b>筆記・作図グッズ</b>  |       |
| <b>見やすいノート B5</b><br>太い罫線で見やすいB5サイズのノートです。<br>行幅が12ミリで18行あります。罫線の色は青と茶の<br>2色。80ページ、40枚。 | 210   |
| <b>見やすいノート B5 太罫</b><br>B5サイズのノートで、行幅が約20ミリ、10行あります。<br>罫線の色は青と茶の2色。80ページ、40枚。           | 210   |
| <b>見やすいノート A4</b><br>太い罫線で見やすいA4サイズのノートです。<br>行幅が25ミリで10行あります。罫線の色は青と茶の<br>2色。80ページ、40枚。 | 320   |
| <b>大きいマス目ノート B5</b><br>マス目が約20ミリ四方で1ページにつき8×12マス<br>あります。罫線の色は青。80ページ、40枚。               | 210   |
| <b>大きいマス目ノート A4 (4×5マス)</b><br>マス目が約45ミリ四方のノートです。<br>罫線の色は青。80ページ、40枚。                   | 320   |
| <b>大きいマス目ノート A4 (8×10マス)</b><br>マス目が約25ミリ四方のノートです。<br>罫線の色は青。80ページ、40枚。                  | 320   |
| <b>見やすいレポート用紙 B5</b><br>行幅20ミリのレポート用紙です。罫線の色は青。40枚。                                      | 170   |
| <b>見やすいブラックノート B5</b><br>黒紙のノートです。別売りのホワイトペンを使うと、文字<br>がくっきり見やすく書けます。80ページ、40枚。          | 320   |
| <b>ブラックメモパッド</b><br>黒紙のメモ帳です。130ミリ×180ミリのメモ用紙が<br>50シートあります。切り取りも簡単。                     | 210   |

| 商品名  | 定価(円) |
|--|-------|
| <b>ア・ページ B5(見やすく、書きやすいノート)</b><br>盲学校の先生や眼科の先生の声を反映して作られた見やすいノートです。紙は淡いクリーム色で反射を抑えて眩しさを軽減。罫線は太めの茶色です。油性・水性ペンでも裏書きしにくく、強めに書いても破れにくいのが特徴です。またしっかり開く仕様のため、拡大読書器でも見やすくなっています。横ケイタイプ(行間 12ミリ 19行)と方眼タイプ(マス目 18ミリ×18ミリ)の2種類です。64ページ、32枚。 | 385   |
| <b>ホワイトペン</b><br>黒色や紺色などの紙に鮮やかに描くことができます。<br>水性顔料ゲルインクを使用しており、濃くともにじまずなめらかな書き味です。握りやすいラバーグリップ付。  | 150   |
| <b>サインガイド</b><br>ペンなどで名前を書くのに便利なプラスチック枠です。<br>まっすぐに署名することができます。  | 170   |
| <b>宛名書きガイドセット</b><br>宛名を書くときに、まっすぐ書けて便利です。ハガキ用と封筒用のセット。表面はつや消し・黒色仕様なので、乱反射を防ぎ、目が疲れにくくなっています。   | 2,900 |
| <b>はがき宛名書きガイド単品</b>  | 1,800 |
| <b>封筒宛名書きガイド単品</b>   | 1,200 |
| <b>レター用墨字ガイド B5</b><br>プラスチック製の黒色シートです。横書き用と縦書き用の2枚セットで、横書きは11行、縦書きは7行です。  | 900   |
| <b>レター用墨字ガイド A4</b><br>プラスチック製の黒色シートです。横書き用と縦書き用の2枚セットで、横書きは14行、縦書きは9行です。  | 1,080 |
| <b>見やすい定規</b><br>本体は明るい紺色、文字や目盛りは白で印刷された見やすい30センチ定規です。<br>メモリが凸線になっており、5センチ、10センチごとに凸点が付いています。   | 620   |

| 商品名 | 定価(円) |
|-----|-------|
|-----|-------|

## 日用品

|  |  |
|--|--|
| <b>聴いてわかるグッズ ※日常生活用具候補品</b>  |  |
| <b>タッチボイス／タッチボイス・プラス</b><br>本体はペン型、付属のドット付き音声シールに録音することができます。調味料や薬の瓶、CDケースなどの判別に便利に使えます。付属シール等の内容は以下の通りです。<br>◆タッチボイス：<br>四角小片1,024枚、丸型1,024枚、<br>コイン型280枚、洗濯用耐水チップ80枚、<br>丸型貼付タグ20枚、保証期間5年間<br>◆タッチボイス・プラス<br>四角小片2,048枚、丸型2,048枚、<br>コイン型840枚、洗濯用耐水チップ80枚、<br>丸型貼付タグ20枚、保証期間6年間<br>※追加シールの別売(コイン型シール560枚)もございます。 | タッチボイス<br>39,900<br>タッチボイス・プラス<br>59,800<br>(非課税)<br>追加シール(別売)<br>8,800<br>墨・音・テ |
| <b>みずいろクリップ</b><br>カップにお湯を注ぐときなどに液体を検知します。本体の下部に液体が接触するとアラーム音を鳴らしてお知らせします。タイマー機能付き。また、色を知りたい対象物に、本体上部にあるカラーセンサー部を押し当ててスイッチを入れると物の色を音声でお知らせします。判別可能な色は22色。重さは約38グラムです。  | 5,800<br>墨・音   |
| <b>カラリーノ</b><br>物の色を150通り以上に識別します。明るさを測る光度測定機能も付いているので、電気の切り忘れを防ぐのにも役立ちます。   | 55,000<br>(非課税)<br>墨・音   |
| <b>電池チェッカー ウッキー</b><br>電池の残量を音と振動で確認することができる商品です。1.5ボルトの乾電池(単1～単5)や1.2ボルトのニッケル水素充電池、9ボルトの角電池の残容量を確認することができます。消耗具合は、6段階でお知らせします。  | 12,100<br>墨  |

| 商品名  | 定価(円)                  |
|--|------------------------|
| <b>音声方位磁石 C2コンパス</b><br>ボタンを押すだけで、8方位を教えてくれる商品です。日本語、英語の切り替えが可能。重さは61グラム。  | 19,800<br>(非課税)<br>墨・音 |
| <b>ポータブル紙幣読み取り機 QN-20</b><br>紙幣を読み取り、金額を読み上げる商品です。本体のカメラ部分に紙幣の角を合わせることで、紙幣を認識します。  | 89,800<br>(非課税)<br>墨・音 |
| <b>便利グッズ</b>   |                        |
| <b>バンボンドット</b><br>透明の半球型の目印シール。16個組。   | 320                    |
| <b>ロックドット</b><br>中央に1点突起のある目印シール。<br>6個組。透明とオレンジの2色。   | 270                    |
| <b>コインホーム</b><br>6種類の硬貨を仕分けることができるコインケースです。硬貨を入れることができる窪みが両側に3か所(計6か所)空いています。<br>500円・50円・5円は各4枚、100円・10円・1円は各5枚収納可能。色は、オレンジ、グリーン、ブラックの3色。 | 1,000                  |
| <b>コインホームプラス</b><br>3つ折りの財布の中にコインホームをセットした商品です。6種類の硬貨とお札が収納できます。財布の色は黒色のみ。ファスナー付きのポケットがあり、コインホームに入りきらなかった硬貨を入れることができます。                    | 1,300                  |
| <b>コインケース</b><br>500円・100円・50円・10円の4種類の硬貨を仕分けられます。500円は5枚、100円・50円・10円は7枚収納可能。色は、黒、茶、赤の3色。   | 2,000                  |

| 商品名  | 定価(円)          |
|--|----------------|
| <b>音声電卓</b><br>加減乗除(+、-、×、÷)とメモリー計算ができる10桁の小型音声電卓です。音声は棒読みと位取り(千、万などの位を読み上げ)の選択ができます。本体の色は黒、ボタンは丸く青色、数字と記号は白抜きです。時刻報知機能やアラーム機能も付いていて、音声で確認しながら設定することが可能です。                                       | 3,960<br>墨・テ   |
| <b>グルス音声タイマー GRS202</b><br>音声を聞きながら、タイマー設定ができます。また、計測中の経過タイムも音声で確認できます。カウントダウンとカウントアップ(ストップウォッチ)、リピートタイマー機能付き。最大99分50秒までセット可能です。音量は3段階調整とオフ、バイブレーション機能から選ぶことができます。ストラップ穴とマグネット付き。色は、白地にボタンが黒色です。 | 3,300<br>墨・音・テ |
| <b>でか見えタイマー100分計</b><br>設定した時間になるとブザー音でお知らせします。大きな表示で操作ボタンは3つだけ。背面にストラップ穴と折り畳み式のスタンド、マグネットがついています。色は在庫に応じて異なります。   | 1,000<br>墨     |
| <b>マルチタイマー TM-30</b><br>電子音・小さな光・振動(切り替え式)でお知らせするタイマーです。0から9の数字キーで入力ができ、1秒から最大99分99秒までセット可能。背面にストラップ穴と折り畳み式のスタンド、マグネットがついています。色は、白のみです。  | 2,200<br>墨・点・テ |
| <b>バイブレーションタイマー</b><br>電子ブザー音または振動でお知らせするタイマーです。ボタン操作で簡単に切り替えられます。色はホワイト、ブラック、ピンクの3色。クリップ付きのストラップが付属。  | 2,200<br>墨・点   |
| <b>らくらく糸通し</b><br>一押しで針に糸を通せます。糸切り機能付き。  | 1,550<br>墨・テ   |

| 商品名   | 定価(円) |
|---|-------|
| <b>ガラス爪やすりミニ</b><br>長さ9センチ×幅1.2センチのミニサイズ。<br>※在庫限り（色：ブルーのみ）                                       | 820   |
| <b>ガラス爪やすり Mサイズ</b><br>長さ13.5センチ×幅1.2センチの<br>持ち運びに便利なサイズです。 ※在庫限り                                 | 990   |
| <b>ガラス爪やすり(スワロフスキー付き) Mサイズ</b><br>スワロフスキー社のクリスタルが付いた、オシ<br>ャレな爪やすりです。長さ13.5センチ×幅1<br>センチです。 ※在庫限り | 1,870 |
| <b>10倍拡大鏡付きコンパクトミラー</b><br>円形の折りたたみ式コンパクトミラーで、<br>広げたときの片方が通常の鏡、もう片方が<br>10倍拡大鏡(かがみ)になっています。      | 960   |

| 商品名  | 定価(円)   |
|--|---|
| <b>調理グッズ</b>   |   |
| <b>計量器</b>   |   |
| <u>さじかけん</u><br>液体調味料入れ。容器を傾けて上のくぼみを押すと約10cc、下の印部分を押すと約15ccの量が出てきます。色は赤と青の2色。  |  450                     |
| <u>ひとおしくん(2本組)</u><br>容器を傾け、フタの部分を押すと約5ccの量が出てきます。2本のうち、1本はフタの注ぎ口のところに凸点があり、もう1本にはないで、使い分けも簡単です。色はグリーン、オレンジの2色。                  |  880                      |
| <u>プッシュワン</u><br>容器のフタの部分が押しボタン式になっています。容器を傾けながらこれを押すと、約0.4ccの液体を出すことができます。色は赤と青の2色。   |  830                    |
| <u>計量カップ</u><br>50ml、100ml、200mlの3個1組。カップの内側に凸線の目盛がついているため、指先で中身と目盛を確認しながら計量が可能です。耐熱温度は80℃です。                                    | 850   |
| <u>GRUS ボイスクッキングスケール</u><br>音声で重さを知らせるクッキングスケールです。物を乗せるだけで自動的に音声が流れます。オリセット(風袋)も計測可能。音声のオン・オフや製品の使用方法などの音声ガイダンスもあります。            |  6,600<br>墨・音・テ         |
| <u>音声キッチンスケール ハイジ</u><br>1グラムから5キログラムまで計量できます。精度も高く、シンプル機能で使いやすい、コンパクトデザインの音声キッチンスケールです。目標とする重さの設定等、多機能タイプのビビアン(28,000円・非)もあります。 |  24,000<br>(非課税)<br>墨・デ |

| 商品名  | 定価(円)   |
|--|---|
| <b>アイデアグッズ</b>   |   |
| <b>白黒両用まな板</b><br>片面が黒色、もう片面が白色のまな板です。白っぽいものを切るときには黒い面、濃い色のものを切るときには白い面を使うと、見やすく切りやすくなります。   |  2,000            |
| <b>立つしゃもじ</b><br>柄の先端が太くなっています。立たせることができます。これで置き場に困りません。色は黒。ひと回り小さなコンパクトサイズ(400円)もあります。  |  500             |
| <b>電磁調理器 ※日常生活用具候補品</b>  |   |
| <b>パナソニック製 IH調理器 KZ-PH34</b><br>操作音(ブザー音)付きIH調理器です。操作部の各ボタンには、機能を意味する点字が入っています。「加熱」「炊飯」「煮込み」「揚げ物」の4つのコースから選択。「切り忘れ自動オフ」等の安全機能も搭載されています。サイズは、幅30.4センチ×奥行34.5センチ×高さ5.4センチ。<br>重さ約2.5キログラムです。音声ガイドはありません。 |  17,500<br>墨・デ・テ |

| 商品名  | 定価(円)        |
|--|--------------|
| <b>書籍</b>  |              |
| <b>点字・点訳関連</b>   |              |
| 初めての点訳 第3版<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                                | 770          |
| 初めての点訳 第3版 指導者用マニュアル<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                      | 1,760        |
| 点訳のてびき 第4版<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                                | 1,540        |
| 点訳のてびき Q&A<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                                | 1,100        |
| 点訳のてびき Q&A第2集<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                             | 1,100        |
| 点字表記辞典 第7版<br>(視覚障害者支援総合センター 発行)                                 | 4,180        |
| 日本点字表記法 2018年版(日本点字委員会 編)  | 1,540        |
| 点字サインJIS規格の普及を求めて～視覚障害者の安全で円滑な移動のために～<br>(日本盲人社会福祉施設協議会点字出版部会 編) | 1,300        |
| エッセンシャルガイド 統一英語点字UEBで何が変わるか(福井哲也 著)                              | 2,540        |
| 改訂 英語点字スーパー縮約辞典 UEB&EBAE対応版<br>(福井哲也 著)                          | 4,500        |
| 新版 UEBベーシックマスター 英語点訳の基礎<br>(福井哲也 著)                              | 2,900        |
| 新版 UEBベーシックマスター 英語点訳の基礎<br>解答集(点字版)                              | 750<br>(非課税) |
| 数学・情報処理点字表記解説 2019年版<br>(日本点字委員会 編)                              | 1,100        |
| 理科点字表記解説2019年版<br>(日本点字委員会 編)                                    | 1,430        |

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--------|
| 点字のレッスン 改訂版(阿佐博 著)  | 1,430  |
| 点字楽譜の手引(文部科学省 編)  | 2,750  |
| 点字技能検定試験の対策 過去問題の正答と解説<br>第20、21、22回(日本点字技能師協会 編)           | 各1,000 |
| <b>音訳関連</b>   |        |
| 初めての音訳 第2版<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                           | 660    |
| 音訳マニュアル 音訳・調査編<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                       | 838    |
| 音訳マニュアル 録音編<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編) ※在庫限り                    | 628    |
| 音訳マニュアル 処理事例集<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                        | 770    |
| 音訳マニュアル デジタル録音編<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                      | 628    |
| 音訳ボランティア養成講習会テキスト 基礎課程編<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)              | 1,210  |
| <b>視覚障害者サポート関連</b>  |        |
| 初めてのガイド<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                              | 660    |
| 初めてのガイド DVD版(書籍版付き)<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                  | 3,300  |
| 著作権マニュアル2008 新版<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                      | 1,886  |
| 著作権マニュアル2008 新版 別冊のみ<br>(全国視覚障害者情報提供施設協会 編)                 | 660    |
| <b>その他</b>  |        |
| 小学館版学習まんが人物館『ルイ・ブライユ』<br>(まんが 新井隆広 ストーリー協力 広瀬浩二郎<br>監修 大内進) | 1,045  |

| 商品名   | 定価(円)  |
|---|--------|
| 目が見えなくなって見えてきたこと(木塚泰弘 著)<br>墨字版／デイジー版           | 各1,650 |
| わが国の障害者福祉とヘレンケラー<br>(日本ライトハウス21世紀研究会 編)         | 3,300  |
| 視覚障害被災者の10年<br>(神戸アイライト協会 編) ※在庫限り              | 2,750  |
| 見えなくなってはじめに読む本(稻垣吉彦 著)                          | 1,100  |
| 耳で読む読書の世界(二村晃 著)                                | 1,650  |
| Let It Be(岩井和彦 著)<br>墨字版／著者録音デイジー版／マルチメディアデイジー版 | 各1,870 |
| 知のバリアフリー ~「障害」で学びを拓げる<br>(京大出版)                 | 2,640  |

## 教材

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>ロービジョン体験キット</b><br>組み立て式のメガネ型キット。3つのメガネ<br>でそれぞれ視野狭窄、白濁、中心暗転の体験<br>ができます。 |  | 250<br>墨 |
|--|--|----------|



## 【各種お問い合わせ先 電話番号】

### ●エンジョイ！グッズサロン：06-6441-0039

各種ご相談、視覚障害者用具・電子機器・便利グッズの購入、対面リーディングサービス・プライベート製作に関するお問い合わせ等。

### ●パソコン Q&A：06-6441-1191

パソコンの基本操作、視覚障害者用ソフトやiPhone等電子機器、ディジタル図書プレイヤーの使い方、お問い合わせ等。

### ●図書貸出： 06-6441-0139

全国で製作された点字や録音の図書・雑誌等の無料貸出。

### ●サピエ大阪サポートセンター： 06-6441-1171

インターネットによる情報提供システム「サピエ」に関するお問い合わせ等。

### ●情報文化センター 代表： 06-6441-0015

視覚障害関係の情報提供、各種イベント、館内会議室の貸出、チャリティーグッズの販売、ご寄付に関するお問い合わせ等。

## 【楽しいお役立ち情報】

### ●ホームページ

<https://www.lighthouse.or.jp/iccb/>



### ●月刊情報誌『読書』

点字・録音図書の新刊紹介、イベント案内などを毎月上旬にお届け。

大きめの活字版・点字版・デイジー録音版・メール版があります。

ご希望の場合は「book@iccb.jp」へお問い合わせください。

※大阪府内在住・在勤・在学の方が対象となりますが、

メール版は他府県の方にもお送りしています。

### ●「エンジョイ！グッズサロン」メールマガジン

各種講習会や商品情報を、毎月上旬にお届け。

ご希望の場合は「mag@iccb.jp」へお問い合わせください。

### ● X(エックス) 旧Twitter

### ● Instagram(インスタグラム)

※いずれもアカウント名は『iccb2020』

### ● YouTube(ユーチューブ)『ニポラチャンネル』

右記のQRコードからもアクセス可能です。

iPhoneの基本設定や操作、アプリのご紹介のほか、

関連機器や用具の使い方、グッズのご紹介をしています。

ぜひ、フォローやチャンネル登録等をお願いします！



# ニポラチャンネル をご存知ですか？



日本ライトハウス情報文化センターは、YouTubeで  
「ニポラチャンネル」を開設しています！



スマホをお持ちの方は右上の  
QRコードからアクセス！

<https://www.lighthouse.or.jp/iccb/informations/informations-31014/>

ニポラチャンネルは「見えない方、見えにくい方のためのチャンネル」です。  
これまでに、iPhoneの基本設定や基本操作、アプリなどを紹介しています。


映像では、実際にiPhoneを使いながら、合成音声の画面読み上げも流れますので、  
iPhoneに不慣れな方はもちろん、まだ使ったことのない方も、わかりやすく聴いて  
もらえるようになっています。

また、拡大読書機などの関連機器、グッズの使い方の説明、白杖の使い方なども  
配信しています。



X エックス（旧ツイッター）  
インスタグラムにも投稿中！

アカウント名『iccb2020』



見えない・見えにくい方のための  
**エンジョイ!  
グッズサロン**  
日本ライトハウス 情報文化センター

- 第1回 iPhoneの基本設定  
 第2回 iPhoneの基本操作  
 第3回 iPhoneの文字入力について  
 第4回 iPhoneの文字入力 パート2  
 第5回 iPhoneのアプリ紹介 ①Seeing AI ②OCR  
 第6回 iPhoneでサピエを活用  
     アプリ『ボイス オブ デイジー5』  
 番外編『ボイス オブ デイジー5』サピエ図書館  
     ホームページから図書を検索・ダウンロード  
 第7回 iPhone 電話の発着信について  
 第8回 iPhone アプリ『らじるらじる(NHKラジオ)』  
 第9回 iPhone アプリ『ものたぐ』  
 第10回 zoomミーティングの受け方(iPhoneとパソコン)  
 第11回 拡大読書器の紹介(据え置き型編)  
 第12回 拡大読書器の紹介(携帯型編)  
 第13回 iPhoneアプリ ICカードリーダー  
 第14回 新型コロナウイルス接触確認アプリ  
 番外編 日本ライトハウス盲導犬訓練所の紹介  
 第15回 iPhoneアプリ らくらじ  
 第16回 白杖の紹介  
 第17回 音声ガイドアプリの紹介  
     「HELLO! MOVIE」「UDCast」  
 第18回 白杖を使って歩いてみよう  
 第19回 iPhoneアプリ Envision AI  
 第20回 ルーペの紹介  
 第21回 Envision Glassesの紹介  
 第22回 点字・録音(デイジー)図書の借り方について  
 第23回 音声・触知式時計の紹介  
 第24回 iPhoneアプリ サリバン+(視覚補助アプリ)  
 第25回 みずいろクリップ(水の量や色をお知らせ)  
 第26回 音声拡大読書器を比べてみました  
     ①スキャン型編 ②カメラ型編  
     ③ウェアラブルデバイス編 ④アプリ編  
     ⑤番外編  
 第27回 遮光眼鏡(東海光学)  
 第28回 PTR3とPTN3 基本編  
     (デイジー図書の卓上型録音・再生機)  
 第29回 リンクポケット 基本編  
     (デイジー図書の携帯型録音・再生機)  
 第30回 プレクストーク  
     録音の仕方や追加オプション機能について  
 第31回 ロービジョン向け拡大アプリ「明るく大きく」  
 第32回 Zoomを使ったオンライン講習について  
 第33回 iPhoneローター操作のやり方  
 第34回 iPhoneアプリ PayPay  
     (キャッシュレス決済アプリ)  
 第35回 エンジョイ！グッズサロンってどんなとこ？  
     機器や用具、サービス内容、福祉制度についてご紹介  
 第36回 視覚障害者のガイド(手引き)の仕方  
 第37回 GRUSボイス電波腕時計 時刻合わせ  
 第38回 スマートスピーカーのセットアップと使い方  
 第39回 アプリLINEのセットアップと基本的な使い方

- 第40回 ショートカットアプリで、簡単に電話をかける  
 第41回 iPhoneアプリ Googleレンズ  
     (カメラ機能でモノや活字文書を読ませる)  
 第42回 iPhoneとキーボードを繋いでみた。  
     文字入力が楽々簡単に！  
 第43回 iPhoneのホーム画面をボイスオーバーを使って簡単整理術  
 第44回 iPhone ジェスチャーの操作説明まとめ！  
     (指の動き)  
 第45回 パソコンを音声で読み上げさせて操作する  
     (スクリーンリーダー PC-Talker)  
 第46回 Siriを使って簡単にアプリを起動！  
     パッと読ませる(Seeing AI、Envision AI)  
 第47回 iPhoneで簡単にスケジュール管理  
 第48回 音声タイマーの紹介  
 第49回 読書支援ソフト『My Book Neo』録音図書や  
     点字図書を快適に楽しめます  
 第50回 ラジオも聞けるニュース検索ソフト  
     『My News Neo』  
 第51回 ゲストトーク①  
     神戸アイセンター・ビジョンパーク  
     情報マスター わきちさん  
 第52回 iPhoneアプリBe My Eyes  
     (ボランティアが目の代わりに)  
 第53回 ひとりで学べる点字触読テキストの紹介  
 第54回 点字ディスプレイの紹介  
 第55回 読書支援システム『雛菊の時間』  
 第56回 パソコンで聴けるインターネットラジオ  
     『俺たちのラジオ』のご紹介  
 第57回 便利なおもちゃ(おしゃべりハト時計と  
     にゃんこ・ライオン温湿度計)  
 第58回 拡大読書器の上手な使い方、疲れないコツ  
 第59回 スマートフォンアプリ『ナビレンズ』のご紹介  
     「専用コードの情報を離れた所から  
     読み取れたり、モノの整理も簡単にできます」  
 第60回 ゲストトーク② 点字毎日 記者 佐木理人さん  
 第61回 iPhoneアプリ『ポッドキャスト』の使い方  
 第62回 読み上げ読書器  
     『エンジェルビジョンデスクトップリーダー』  
  
 【お知らせ】ニポラチャンネル音声版の製作・貸出し  
     について。全国の体験・相談できる施設の紹介。  
  
 第63回 iPhoneアプリ AIチャット『Bing』  
 第64回 パソコンで AIチャット『Google Bard』  
 第65回 iPhoneアプリ歩行者信号認識『OKO』  
 第66回 携帯型OCRマルチプレーヤー  
     『センスプレーヤー』持ち歩けるデイジー再生機



メモ

FAX番号：06-6441-1126

社会福祉法人日本ライトハウス 情報文化センター エンジョイ！グッズサロン 宛

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-13-2-5階

電話番号 06-6441-0039 メールアドレス enjoy@lighthouse.or.jp

## 【注文受付票】

(ファックスや電話、メールでのご注文も承ります)

|                                 |                             |   |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| 記入日                             | 令和 年 月 日                    |   |
| 注文種別                            | 1. 実費(通販)で購入する / 2. 役所へ申請する |   |
| ★ 役所へ申請される場合、申請される方の情報をご記入ください。 |                             |   |
| 注文者・申請者                         | ふりがな                        |   |
|                                 | 氏名                          |   |
|                                 | 住所                          | 〒 |
|                                 | 電話番号                        |   |
| 備考<br>(その他、連絡事項など)              |                             |   |

【注文内容】※ご注文の商品をご記入ください。


| 商品名  | 数量 | 備考 |
|------|----|----|
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
|      |    |    |
| 特記事項 |    |    |

※ 後日 改めて、ご注文内容の確認の連絡をさせていただきます。

※ 宅配送料及び振込手数料は、ご購入者様負担とさせていただきます。

※ 入金方法は、別途お知らせする郵便振替口座にご入金をお願いいたします。

## 日本ライトハウス情報文化センターへのアクセス



### ○電車をご利用の場合

- ・大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」下車 北改札から2番出口すぐ  
(エレベーターご利用の場合は10番出口から北へ徒歩約3分)
- ・京阪本線「淀屋橋」下車 4番出口から西へ徒歩約10分
- ・京阪中之島線「渡辺橋」下車 7番出口から南へ徒歩約8分  
(12番出口から地下通路で肥後橋駅まで直結)

### ○大阪シティバスをご利用の場合

- ・8系統(大阪駅前行)、62系統(大阪駅前行)、75系統(大阪駅前行)、  
88系統(大阪駅前行、天保山行)の各線「肥後橋」下車すぐ  
※四つ橋筋が一方通行のため、「肥後橋」バス停から往復できるのは、大阪駅前のみです。

### ○お車をご利用の場合

- ・肥後橋交差点(四つ橋筋と土佐堀通りの交差点)南西角  
高速道路をご利用の方は1号環状線「土佐堀出口」、  
もしくは3号神戸線「中之島西出入口」をおりる。  
※当館には専用の駐車場はございません。大阪市立土佐堀地下駐車場かコインパーキング  
をご利用ください。